

PHILIPS

IPL-
hårfjerningssystem

Lumea Precision

Til brug på kroppen og i ansigtet

15 minutter for at behandle
underbenene

Levetid <gt/> 140.000
lysimpulser

Ledningsfrit design



Product Picture

SC2006/12



Den ideelle metode til at undgå ny hårvækst for glat hud derhjemme

Philips Lumea IPL er den mest effektive, ledningsfrie IPL-løsning, der gør underværker for at forhindre ny hårvækst på kroppen. Blide lysimpulser holder huden silkeblød hver dag ved regelmæssig anvendelse.

Glathed, der holder længe

- Nyd glat hud hver dag
- Problemfri og effektiv

Hårfjernelse med IPL-teknologi

- Tilpasset til sikker brug hjemme hos dig selv
- Velegnede til en lang række hår- og hudtyper

Nænsom og effektiv anvendelse i ansigtet og på kroppen

- Præcisionstilbehør til sikker ansigtsbehandling
- Større kropstilbehør for hurtigere behandling
- Slide and Flash-tilstand for nemmere anvendelse
- Sikker og effektiv selv på følsomme steder
- 5 justerbare lysenergi-indstillinger

Maksimal frihed, minimalt besvær

- Trådløs komfort
- Ingen udskiftelige dele, ingen skjulte udgifter

Vigtigste nyheder

Glathed, der holder længe



Philips Lumea påvirker håroden med blide lysimpulser, så håret falder af naturligt, og den nye hårvækst hæmmes. Hvis behandlingen gentages med jævne mellemrum, holder du huden glat hver dag.

Problemfri og effektiv



Vores kliniske test har vist en betydelig reduktion af hårvækst efter kun fire behandlinger med to ugers mellemrum, der resulterer i glat hud uden hår. Disse resultater kan vedligeholdes ved blot at gentage behandlingen efter behov. Tiden mellem behandlingerne afhænger af individuel hårvækst.

IPL-teknologi



Philips Lumea anvender en innovativ lysbaseret teknologi, der kaldes IPL (Intense Pulsed Light) og stammer fra den teknologi, der anvendes i professionelle skønhedssaloner. Philips har tilpasset denne teknologi og gjort den sikker og effektiv til privat brug. Philips har arbejdet tæt sammen med førende

hudspecialister for at udvikle vores banebrydende hårfjerningssystem. I mere end 10 år har vi gennemført omfattende forbrugerundersøgelser med hjælp fra over 2000 kvinder.

Velegnede hår- og hudtyper

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Light blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Red	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
White/grey	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

⊗ This product is suitable for you to use ⊗ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

Philips Lumea er effektiv mod (naturligt) mørkblond, brun og sort hårvækst. Ligesom andre lysbaserede behandlinger virker Philips Lumea IKKE på rødt, lysblond og hvidt/gråt hår. Philips Lumea egner sig heller IKKE til meget mørk hud.

5 lysenergi-indstillinger



Philips Lumea har 5 justerbare lysenergi-indstillinger, der sikrer nænsom, men effektiv behandling. Ved korrekt anvendelse af Philips Lumeas IPL-behandling er den sikker og skånsom mod huden og følsomme kropszoner.

Anvendelsesområder



Du kan trygt bruge den til at fjerne hår fra ansigtet (overlæben, hagen og bakkenbarter) og fra områder på kroppen, herunder benene, armhulerne, bikinilinen, maven og armene.

Trådløs komfort



Lumeas unikke ledningsfri design er perfekt til maksimal rækkevidde og brugervenlighed.

Ingen udskiftelige dele



Philips Lumea er en komplet løsning, der leveres klar til brug, og du skal hverken bruge udskiftelige pærer eller gel.

Ekstra sikkerhed til ansigtet



Præcisionstilbehøret er udstyret med et ekstra integreret lysfilter og giver mulighed for sikker og komfortabel anvendelse på overlæben, hagen og bakkenbarter. Det kan også anvendes på andre følsomme områder på kroppen, f.eks. i armhulerne, ved bikiniområdet og på steder, som er svære at nå.

Specifikationer

Anvendelsesområder

Body areas: Ben, Arme, Mave, Bikinilinje, Armhuler

Face areas: Hage, Bakkenbarter, Overlæbe

Sikkerhed og justerbare indstillinger

Integreret UV-filer: Beskytter huden mod UV-lys

Sikkerhedsring: Undgå utilsigtede blink

5 lysenergiindstillinger: Justerbar i forhold til din hudtype

Programtilstand

Slide and Flash: Til praktisk anvendelse

Step and Flash: Til behandling på ujævne områder

Ledningsbaseret/ledningsfri brug: Ledningsfri

Strøm

Voltage: 100-240 V

Opladningstid: 100 min.

Driftstid: Minimum 370 blink

Tekniske specifikationer

High performance lamp: Giver $<gt;/>$ 140.000 blink

Tilbehør

Præcisionstilbehør (2 cm²): For sikker anvendelse i ansigtet

Kropstilbehør (4 cm²): Til brug fra halsen og nedefter

Service

Garanti: 2 års global reklamationsret

Medfølgende dele

Oplader: Oplader til brug ved forskellige netspændinger

Instructions for use: Lynhåndbog

Anvendelsestid

Underben: 8 min.

Armhule: 1 min.

Bikini line: 1 min.

Face areas: 1 min.

