

PHILIPS



IPL szőrtelenítő
készülék

Lumea Prestige

SenseIQ technológiával

Kényes területek, test, arc

SmartSkin érzékelővel

Vezetékes és vezeték nélküli
használat



BRI953/00

Élvezze a 6 hónapig tartó szőrmentes, sima bőrt* 3 intelligens tartozék – az optimális eredményekért

A SenseIQ technológiával rendelkező Philips Lumea Prestige a leghatékonyabb IPL készülékünk. A Lumea kényelmes otthoni kezelésre tervezett intelligens tartozékai tökéletesen követik a test minden hajlatát, és az adott testrészhez igazítják a kezelési programokat.

Maximális szabadság, problémák nélkül

- SmartSkin érzékelővel
- A Lumea IPL alkalmazás. Minden lépésnél segít
- Nincs szükség cserealkatrészekre, nincsenek rejtett költségek

Hosszan tartó sima bőr a Lumea IPL technológiának köszönhetően


- Professzionális IPL technológia otthon, bőrgyógyászokkal együtt fejlesztve
- Vezeték nélküli vagy vezetékes használat
- Bizonyítottan gyengéd és hatásos kezelés
- Többféle szőrzet- és bőrtípushoz egyaránt megfelel
- SenseIQ technológia a személyre szabott szőrtelenítéshez

Professzionális IPL-kezelés a különféle testrészekhez

- Az intelligens tartozékok az adott testrészhez igazítják a kezelési programot
- Precíziós tartozék a bikinivonal és a hónalj területeihez
- Testszőrtelenítő tartozék befelé ívelt kialakítással
- Precíziós arcszőrtelenítő tartozék plusz szűrővel


Fénypontok

A Lumea megelőzi a szőr újranövését*




Az IPL jelentése „intenzíven pulzáló fény”. A Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat juttat a szőrtüszőkbe, így a tüszők nyugalmi állapotba lépnek. Ennek következtében a szőrszálak növekedése fokozatosan csökken. Ismételt kezeléseket követően bőre érezhetően sima lesz. A szőrszálak visszánövését megakadályozó kezelés még az érzékeny területeken is biztonságos és gyengéd. A klinikailag igazolt, bőrgyógyászokkal együtt kifejlesztett Philips Lumea otthona kényelmében teszi lehetővé az egyszerű és hatékony kezelést.

Igazolt hatékonyságú




Objektív tanulmányok alapján a visszánövő szőr mennyiségében 3 kezelést követően akár 92%-os csökkenés mutatható ki.** Az első négy kezelést kéthetente, majd az ezeket követő nyolc kezelést négyhetente végezze el. 12 kezelés után már hat hónapig tartó, sima bőrt élvezhet*.

Megfelelő szőrzet- és bőrtípusok



A Philips Lumea Prestige hatékonyan működik többféle szőr- és bőrtípus esetén. A természetes sötétszőke, barna és fekete szőrszálakon, valamint a nagyon fehértől a sötét barnáig terjedő bőrszín esetében működik. Az IPL technológia nagy kontrasztot igényel a haj és a bőr színpigmentje között, ezért (ahogy más IPL-alapú kezelések esetében is) a Lumea nem használható fehér, ősz, világos szőke és vörös szőrzet kezelésére, és nem alkalmazható nagyon sötét bőrszín esetén.

SenseIQ technológia



Érzékel. A Lumea SmartSkin érzékelője érzékeli bőrtónusát, és a lehető legkényelmesebb fénybeállításokat jelzi Önnek. Alkalmazkodik. Az intelligens tartozékok az adott testrészhez igazítják a kezelési programokat. Ápol. Bőrgyógyászokkal közreműködve kifejlesztve és Ön által ihletve, a gyengéd, tartós szőrtelenítésért, még az érzékeny területeken is***.

Testrészek kezelése

Az Ön teste egyedi. Ennek megfelelően a bőr, a test vonalai és kontúrjai is egyedi kezelést érdemelnek. A Lumea teljes test-szőrtelenítő készülék tartozékai kialakításukból adódóan tökéletesen követik a test minden hajlatát, és az

adott testrészhez igazítják a kezelési programokat. A kezelőfelületek maximális érintkezést biztosítanak a bőrrel, fényvesztéség nélkül, így hatékony és gyengéd kezelést biztosítanak a kényes vagy érzékeny területeken is.

Precíziós tartozék

A bikinivonal- és hónaljszőrzet kezeléséhez tervezett, közepes méretű intelligens precíziós tartozék 3 cm²-es kezelőfelülettel van ellátva. Az ívelt kialakítás szorosan követi a test körvonalait, így maximális érintkezést biztosít a bőrrel. Mikor a tartozékot felhelyezik a készülékre, az ezekre a területekre szabott kezelés kerül kiválasztásra.

Testszőrtelenítő tartozék

Termékeink közül az intelligens testszőrtelenítő tartozék rendelkezik a legnagyobb, 4,1 cm²-es kezelőfelülettel, így tökéletes választás a nagyobb területek, például a lábak, karok és a has környékének gyors kezeléséhez. A befelé ívelt kialakítás szorosan követi a test körvonalait, így maximálisan érintkezik a bőrrel. A felhelyezett tartozék az Ön adott testrészére igazított programmal végzi a kezelést. A nők 83%-a elégedett a láb szőrzetének csökkenésével.***

Tartozék az arc kezeléséhez

Az arcszőrtelenítő tartozék gondosan tervezett, kis méretű, 2 cm²-es kezelőfelületével az arcszőrzet hatékony kezelését teszi lehetővé. Az ajak felső részének, az állnak és az állkapocs vonalának kezelésére ideális tartozék egy plusz beépített szűrővel is rendelkezik. A készülékre való felhelyezésekor az intelligens tartozék automatikusan beállítja a fénykezelést az archoz. A nők 84%-a elégedett az arc szőrzetének csökkenésével.****

SmartSkin érzékelő

A SenseIQ technológiával rendelkező Philips Lumea Prestige öt könnyen kiválasztható fénybeállítással rendelkezik. A SmartSkin érzékelő érzékeli bőrtónusát, és a kiválasztott kezelendő terület lehető legkényelmesebb fénybeállításait jelzi Önnek.

Fénypontok

Vezetékes és vezeték nélküli használat

A Lumea Prestige az egyetlen vezeték nélküli IPL, így a nehezen elérhető testrészek is könnyen kezelhetők anélkül, hogy a vezeték akadályozná a hozzáférést vagy a beállítási szöveget. Emellett a vezeték nélküli technológia segítségével otthonában bárhol kényelmesen kezelheti testszőrzetét.

Philips Lumea IPL alkalmazás

Az ingyenes Lumea IPL alkalmazás segítségével még egyszerűbb az akár hat hónapig tartó, sima bőr* elérése, még hozzá az otthona kényelmében. Az intuitív alkalmazás minden lépésnél tippekkel és trükkökkel segíti Önt

kezelési technikájában, miközben személyre szabott kezelési programjaival és az adaptív ütemezés segítségével ideális kezelési pillanatokat teremt. Így mindig a lehető leggyorsabban fog készen állni.

BRI953/00

Nincs szükség cserealkatrészekre



A Philips Lumea teljes körű megoldást nyújt, és a dobozból kivéve azonnal üzemkész. Nincs szükség cserealkatrészekre, pótpatronokra, gélre, még cserelámpára sem.

Műszaki adatok

Műszaki adatok – tartozékok

Tartozék a test kezeléséhez: Ablakméret: 4,1 cm², Forma: domborúan ívelt, Testhez szabott kezelés

Tartozék az arc kezeléséhez: Forma: lapos, Ablakméret: 2 cm²-es, extra szűrő, Archoz szabott kezelés

Precíziós tartozék az érzékeny területekhez: Forma: homorúan ívelt, precíz, Ablakméret: 3 cm², Hónaljhoz szabott kezelés, Bikinivonalhoz szabott kezelés

Alkalmazási területek

Testterületek: Kar, Láb, Has

Érzékeny területek: Hónalj, Bikinivonal

Arc: Áll, Felső ajak, Állkapocsvonal

Biztonság és állítható beállítások

Beépített UV-szűrő: Védelmet nyújt a bőr számára az UV-sugaraktól

5 fényenergia-beállítás: Bőrtípushoz állítható

Beépített biztonsági rendszer: Véletlen villanás megakadályozása

Bőrtónus-érzékelő: Érzékeli a bőrtónusát

SmartSkin érzékelő: A megfelelő beállítás igény szerint

Alkalmazás módja

Csúsztat és villant: Gyors alkalmazás

Lép és villant: Kisebb területek kezeléséhez

Vezetékes/vezeték nélküli használat: Vezetékes és vezeték nélküli használat

Energiaellátás

Feszültség: 100–240 V

Műszaki adatok

Nagy teljesítményű lámpa: > 250 000 villanásra képes*****

Szerviz

Jótállás: Kétéves globális garancia

Tartozékok

Használati útmutató: Felhasználói kézikönyv

Tárolás: Luxus védőtok

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Alkalmazási idő

Hónalj: 2,5 perc

Bikinigonal: 2 perc

Arc: 1,5 perc

Alsó lábszárak: 8,5 perc

