

**PHILIPS**

# Harnais DreamWear

Standard



HH1119



Conçu pour oublier que vous portez un masque\*

Dormez en toute tranquillité grâce au confort et à la liberté de mouvement du masque DreamWear.

**Facile à utiliser**

- Doux et confortable

## Points forts

### Conception innovante

Un seul harnais modulable en tissu doux pour toutes les tailles d'armature

## Caractéristiques

### Nettoyage : harnais, circuit

Laver à la main avec un détergent doux: Rinse thoroughly, hang to dry<sup>1</sup>

### Remplacement

Vérifier chaque jour l'absence d'usure:  
Replace at first sign of wear

### Informations sur le produit

**Matériaux:** Nylon, Polyurethane foam, Spandex

**Garantie:** 90 days



\* \*Questionnaire sur les préférences des utilisateurs Philips 2017

\* DreamWear est une gamme de masques fabriqués par Philips et destinés à servir d'interface pour l'application d'un traitement par PPC ou à deux niveaux de pression au cours d'un traitement contre l'insuffisance respiratoire ou le syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS). Ce dispositif fait l'objet d'un remboursement par les organismes d'assurance maladie dans certaines conditions : consulter la LPPR. Ce dispositif de classe IIa est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation le marquage CE dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV SÜD Product Service GmbH (0123). Lire attentivement le manuel de l'utilisateur fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité.