

# PHILIPS

Набір дитячих  
цифрових термометрів

SCN530/10

 Product Picture

## Легке і точне вимірювання температури

Цифровий термометр-пустушка, яким можна легко і точно вимірювати температуру в дитини

### Зручність для Вас і Вашої дитини

- Хвиляста захисна поверхня запобігає подразненню шкіри
- У комплекті пустушка розміру саме для немовляти
- Створена спеціально для немовлят

### Безпека дитини

- Соску можна стерилізувати або кип'ятити
- Можливість кип'ятити чи стерилізувати без ризику зламати електроніку

## Основні особливості

### Знімна електроніка

Від'єднавши від соски чутливу електроніку для вимірювання температури, можна безпечно простерилізувати чи прокип'ятити цю частину, з якою контактує дитина.

### Хвиляста захисна поверхня на пустушці

Хвиляста поверхня забезпечує проходження повітря за соскою для захисту чутливої шкіри дитини від подразнень.

### У комплекті пустушка

Дитині можна час від часу давати соску для звикання до неї. Соска працює як звичайна соска.

### Силіконова соска

Спеціальна форма силіконової поверхні соски створена спеціально для ротика дитини і не перешкоджатиме природному розвитку. Використовуйте її з певністю для заспокоєння дитини.

### Стерилізуйте соску

Завдяки спеціальному матеріалу соску з пустушки можна безпечно стерилізувати в мікрохвильовій печі чи електричному стерилізаторі або кип'ятити без пошкоджень.

## Специфікації

### Країна виготовлення

Виготовлено у Китаї

Час роботи від батареї: >100 год. hour(s)

Тип батареї: LR41

Кількість батарей: 1 на термометр

### Технічні характеристики

Діапазон робочої температури: 32–44 °C

### Акcesуари

Посібник користувача

Батарея

### Технічні характеристики

Точність: 35–38 +/- 0,1 °C

### Зручність

Автоматичне вимкнення

### Зручність

Гнучкий кінець

Підходить для немовлят

Дисплей точного вимірювання

Індикатор стану батареї

