

**PHILIPS**

 Product Picture

**AVENT**

Extractor de leche  
manual

Incluye biberón de 125 ml

SCF300/20

## Extrae mayor cantidad rápidamente.

Extractor de leche inspirado en la naturaleza

El exclusivo extractor de leche manual sin BPA SCF300/20 de Philips Avent le garantiza una eficacia mejorada, y se ha sido clínicamente probado que extrae más leche que un extractor eléctrico doble de hospital\*.

### **Ventajas y características:**

- Clínicamente probado

### **Eficacia clínicamente comprobada**

- Exclusiva almohadilla masajeadora

### **Estimule y extraiga**

- El suave cojín de pétalos ofrece un masaje natural, como el del bebé
- La succión suave imita el patrón del bebé para obtener un flujo uniforme

### **Fácil de transportar**

- Fácil de usar y montar

## Destacados

### Exclusiva almohadilla masajeadora



En la extracción, cinco masajeadores suaves en forma de pétalo se flexionan hacia dentro y hacia fuera para generar una sensación similar a la de la succión del bebé.

### Succión suave

La succión suave imita el patrón de succión del bebé para obtener un flujo de leche uniforme que requiera menos bombeo.

### Suave cojín de pétalos masajeadores



Los pétalos de masaje patentados del extractor de leche de Philips Avent se flexionan hacia dentro y hacia fuera, imitando

el patrón de succión del bebé, además, están diseñados para ayudar a estimular una bajada de leche rápida y natural.

### Fácil de usar y montar



Silencioso y portátil.

### Clínicamente probado

Se ha probado clínicamente que extrae más leche que un extractor eléctrico de hospital\*.

## Especificaciones

### País de origen

Inglaterra

### Material

Sin BPA\*

### Qué incluye

Tetinas de recién nacido extrasuave: 1 uds  
Tarritos conserveros para leche materna (125 ml): 1 uds  
Bottle stand/funnel cover: 1 uds  
Disco sellador para almacenar leche: 1 uds  
Pack de tetinas de viaje para recién nacidos: 1 uds  
Extractor de leche manual: 1 uds

### Etapas de desarrollo

Etapas: 0-6 meses



\* 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011

\* Se ha demostrado clínicamente que es más rápido en extraer leche durante un periodo de 20 minutos que un extractor doble de hospital cuando se utiliza para una extracción secuencial en madres que han dado a luz a bebés prematuros.