

Philips Philips Avent
Diafragma elektrische
borstkolf

Borstkolven

CP9914/01



Creëert het vacuüm dat nodig is voor het kolven

Controleer hieronder op compatibiliteit

Dit siliconen membraan creëert het vacuüm dat nodig is voor het afkolven van moedermelk. Voor gebruik met elektrische borstkolven.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

PHILIPS

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

- Geschikt voor producttypen: SCD292/31
SCD395/21, SCF332/01 SCF332/01 SCF332/11
SCF332/31 SCF332/33 SCF332/61 SCF332/62,
SCF334/02 SCF334/03 SCF334/04 SCF334/12

SCF334/14, SCF334/31 SCF334/61 SCF391/11
SCF391/71 SCF392/11, SCF393/11 SCF393/61
SCF393/82 SCF394/11 SCF394/52 SCF394/61,
SCF395/11 SCF395/31 SCF395/91, SCF396/11
SCF396/31, SCF397/11 SCF398/11 SCF398/31

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.



Publicatiedatum
2023-11-09

Versie: 5.5.1

EAN: 87 10103 62314 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com