

# PHILIPS



IPL – aparat za  
uklanjanje dlačica

Lumea Advanced

Za tijelo

Sa senzorom nijanse kože

15 minuta za tretman  
potkoljenica



SC1994/00

## Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci\*

Čak 85% manje dlačica nakon 3 tretmana\*\*

Philips Lumea Advanced čini čuda u sprječavanju ponovnog rasta dlačica na tijelu. Nježni svjetlosni impulsi koji se redovito primjenjuju održavaju kožu svilenkasto glatkom svaki dan.

### Nježno i učinkovito za dugotrajno glatku kožu

- Tretirajte samo 2x mjesečno za brze rezultate
- Razvijeno u suradnji s dermatolozima
- Izuzetno dugačak kabel za dodatnu fleksibilnost tijekom tretmana

### Sveobuhvatno rješenje za lice i tijelo


- 1 nastavak za tijelo
- Pogodno za širok raspon nijansi kože i boja dlačica

### Personalizirani IPL tretman za uklanjanje dlačica

- Senzor nijanse kože i 5 postavki intenziteta
- Optimizirajte svoju rutinu uz aplikaciju Philips Lumea IPL

## Istaknute znač.

### 2x mjesečno za brze rezultate




Svaka 2 tjedna na početku – to je upola manje potrebnih tretmana od drugih robnih marki. A nakon toga slijede korekcije samo jednom mjesečno. Tretman obje potkoljenice traje svega 15 minuta.

### Senzor nijanse kože



Birajte između 5 postavki intenziteta za ugodno iskustvo. Senzor nijanse kože sprječava tretiranje područja kože koja su previše tamna za IPL tretman.

### Izuzetno dugačak kabel




Praktičan je za uporabu zahvaljujući izuzetno dugom kabelu za jednostavan pristup i bolju pokretljivost.

### 1 nastavak za tijelo



Nastavak za tijelo može se koristiti za nježan i učinkovit tretman. Široki prozor za tretman savršen je za brzo tretiranje većih dijelova tijela poput nogu, ruku i trbuha.


### Razvijeno s dermatolozima



Kao predvodnik u zdravstvenoj tehnologiji, tvrtka Philips je u suradnji s dermatolozima razvila Lumea IPL za jednostavnu i učinkovitu

upotrebu iz udobnosti vašeg doma. Nastala iz tehnologije koja se upotrebljava u profesionalnim salonima, Lumea IPL pruža nježan tretman, čak i na osjetljivim područjima.

### Aplikacija Philips Lumea IPL



Naša besplatna aplikacija pomaže vam da isplanirate i držite se rasporeda tretmana, a zatim vas vodi kroz svaki tretman korak po korak. Preuzelo ju je više od 2,1 milijuna korisnika.

### Za razne tipove kože i dlačica

Suitable skin tones



Suitable body hair colors



IPL treba kontrast između pigmenta boje dlačica i pigmenta boje kože pa stoga djeluje na prirodno tamnoplavu, smeđu i crnu kosu te na nijanse kože od svijetle do srednje smeđe (I – IV).

# Specifikacije

## Tehnički podaci za nastavke

**Nastavak za tijelo:** Veličina prozora: 4,0 cm<sup>2</sup>,  
Tretman za tijelo: noge, ruke, trbuh i pazuhe

## Sigurnost i prilagodljive postavke

**Integrirani UV filtar:** Štiti kožu od UV zračenja  
**5 postavki jačine svjetlosti:** Može se prilagoditi  
prema vašem tipu kože  
**Integrirani sigurnosni sustav:** Sprječava  
nehotično odašiljanje svjetlosnih impulsa

## Način primjene

**"Slide and Flash":** Za primjenu jednostavnim  
pokretom  
**"Stamp and Flash":** Za primjenu na manjim  
područjima  
**Žično/bežično:** Žični

## Snaga

Korištenje s kabelom

## Tehničke specifikacije

**Snažna žarulja:** Napravljen da traje, 250.000  
svjetlosnih impulsa što odgovara 20 godina  
trajanja lampe\*\*  
**Napon:** 100 – 240 V

## Nastavci

**Nastavak za tijelo (4 cm<sup>2</sup>):** Za uporabu ispod  
linije vrata

## Servis

**Jamstvo:** Međunarodno 2-godišnje jamstvo plus  
1 dodatna godina jamstva nakon registracije  
proizvoda u roku od 90 dana

## Predmeti u kompletu

**Upute za uporabu:** Upute  
**Spremanje:** Torbica  
**Adapter:** 24 V / 1500 mA  
**Dodatna oprema:** Krpica za čišćenje

## Vrijeme primjene

**Bikini područje:** 4 min  
**Potkoljenica:** 15 min  
**Pazusi:** 2,5 min  
**Bikini linija:** 4 min  
**Lice:** 2 min

