

PHILIPS

IPL Lichtontharing

Lumea Essential

Alleen voor gebruik op het lichaam

Behandeling onderbenen in 15 minuten

Levensduur >100.000 lichtpulsen

Extra lang snoer



SC1991/00



De ideale manier om de teruggroei van haartjes te vertragen voor een gladde huid thuis

Philips Lumea IPL verricht wonderen om teruggroei van haar op het lichaam te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen, indien regelmatig gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid.

Langdurige gladheid

- Moeiteloos en effectief
- Elke dag een zijdezachte huid

Ontharen met IPL technologie

- Speciaal aangepast zodat consumenten het product veilig thuis kunnen gebruiken

Zacht en effectief, zelfs op de gevoelige huid

- Voor gebruik op het lichaam
- Aanpasbaar aan uw huidtype
- Vijf instelbare lichtsterktes
- Groter lichaamsopzetstuk voor snelle behandeling

Compact ontwerp met snoer

- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten

Kenmerken

Elke dag een zijdezachte huid



Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Hierdoor laat de haarwortel los en wordt voorkomen dat deze terugkomt. Door deze behandeling te herhalen, blijft uw huid altijd zacht en glad.

Moeiteloos en effectief



Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier tweewekelijkse behandelingen. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar terugkomt.


IPL technologie



Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft

deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 2000 vrijwilligers.

5 lichtsterktes



Philips Lumea heeft vijf instelbare lichtsterktes voor een milde maar effectieve behandeling. Als Philips Lumea op de juiste manier wordt gebruikt, is de IPL behandeling zelfs op de gevoelige huid en lichaamsdelen veilig en eenvoudig.

Toepassingsgebieden



Verwijder met een gerust hart ongewenst haar op lichaamsdelen onder de neklijn: benen, oksels, bikinilijn, armen en buik.

Groter lichaamsopzetstuk, 4 cm²




Groter lichaamsopzetstuk maakt snelle behandeling mogelijk van grote gebieden, zoals benen.

Geen vervangende onderdelen nodig



Philips Lumea is een complete oplossing die u meteen kunt gebruiken. Bovendien hebt u geen vervangende lampen of gels nodig.

Geschikte haar- en huidtypen



Philips Lumea werkt effectief op (natuurlijk) donkerblond, bruin en zwart haar. Net als met andere behandelingen op basis van licht, is Philips Lumea NIET geschikt voor rood, lichtblond of wit/grijs haar. Ook is Philips Lumea NIET geschikt voor een donkere huid.

Specificaties

Toepassingsgebieden

Lichaamsdelen: Armen, Benen, Buik, Bikini, Oksels

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Beschermt uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Toepassingsmodus

Stap- en flitsmodus: Voor behandeling van lichaamscontouren

Met of zonder snoer te gebruiken: Met snoer

Vermogen

Spanning: 100 - 240 V

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Kan meer dan 100.000 pulsen afgeven

Accessoires

Lichaamsopzetstuk (4 cm²): Voor gebruik onder de neklijn

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie

Meegeleverde artikelen

Gebruiksaanwijzing: Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Etui

Adapter: 24 V / 1500 mA

Behandeltijd

Onderbeen: 8 min.

Oksel: 1 min

Bikinilijn: 1 min

