

Philips
Standfuß und
Hygienedeckel

SCF931



Multifunktionsteil Ihrer Milchpumpe.

Informationen zur Kompatibilität prüfen

Diese Multifunktionskappe kann als Standfuß an der Unterseite der Flasche oder als Abdeckung für den Trichter der Milchpumpe verwendet werden.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

PHILIPS

Daten

Ersatzteil

- Eignet sich für die Produkttypen:: SCF290/20,

SCF300/20

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum
2021-02-23

Version: 2.0.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com