

# PHILIPS

## AVENT

Kit de extracción  
doble

SCF308/02



## Inspirado en la naturaleza

Más extracción. Más fácil.

Piezas de extracción personal para el extractor eléctrico Twin de Philips Avent.

### **Ventajas y características:**

- Más comodidad y eficacia
- Piezas de extracción personal para el extractor eléctrico doble.

### **Estimule y extraiga**

- Las almohadillas masajeadoras suaves ofrecen un flujo más natural, similar a la succión del bebé
- La succión suave imita el ritmo de succión continuo del bebé

## Destacados

### Succión suave

La succión suave imita el ritmo de succión del bebé para obtener un flujo de leche continuo con menos esfuerzo.

### Exclusiva almohadilla masajeadora



Durante la extracción, cinco masajeadores se flexionan hacia dentro y hacia fuera para estimular un flujo más rápido y más natural.

### Piezas de extracción personal / accesorios

Los embudos del kit de extracción doble sólo son compatibles con el extractor de leche eléctrico doble debido al tipo de válvulas y el

diafragma cerrado. El kit de extracción doble no es compatible con el extractor manual ni con el extractor eléctrico individual.

### Almohadillas masajeadoras suaves



Las exclusivas almohadillas masajeadoras del extractor Philips Avent se flexionan hacia adentro y hacia afuera para imitar la succión del bebé y estimular el rápido descenso natural de la leche materna.

## Especificaciones

### País de origen

Inglaterra

### Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

### Qué incluye

Tapa para vaso de almacenamiento de leche:

5 pcs

Vaso de almacenamiento (240 ml): 5 pcs

### Qué incluye

Recambios de extracción personal: 2 pcs

