

PHILIPS

AVENT

Silikonmembran für
Milchpumpen

CP9914



So erzeugen Sie ein Vakuum in der Milchpumpe.

Kompatible Produkte finden Sie unter "Technische Daten"

Diese Silikonmembran erzeugt ein Vakuum in Ihrer elektrischen Milchpumpe.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Eignet sich für die Produkttypen:: SCF394, SCF398, SCF396, SCF397, SCF332, SCD292/31, SCF393, SCF395, SCF391, SCF332, SCF334

