

# PHILIPS

 Product Picture

## AVENT

Extractor de leche  
individual

Set portátil

SCF292/13

## Diseñado para más comodidad

Inspirado en la naturaleza

Nuestros exclusivos extractores portátiles sin BPA tienen una memoria electrónica que le permite mantener el control, porque registra e imita su ritmo de extracción personal.

### **Ventajas y características:**

- Registra e imita su ritmo de extracción personal
- Con bolsa térmica y petacas congelables

### **La ayudamos a prolongar el período de lactancia**

- Más leche de forma natural

### **Estimule y extraiga**

- La succión suave imita el patrón del bebé para obtener un flujo uniforme
- El suave cojín de pétalos ofrece un masaje natural, como el del bebé

### **Tres formas de uso**

- Funciona con electricidad, pilas y de forma manual

## Destacados

### Con bolsa térmica y petacas congelables



Contiene todo lo necesario para mantener la producción de leche y para extraer y almacenar su leche cuando esté fuera de casa.

### Suave cojín de pétalos masajeadores



Los pétalos de masaje patentados del extractor de leche de Philips Avent se flexionan hacia dentro y hacia fuera, imitando el patrón de succión del bebé, además, están diseñados para ayudar a estimular una bajada de leche rápida y natural.

### Succión suave

La succión suave imita el patrón de succión del bebé para obtener un flujo de leche uniforme que requiera menos bombeo.

### Registra e imita su ritmo de extracción personal

La memoria electrónica registra e imita el ritmo de extracción personal con sólo presionar un botón.

### Con electricidad, a pilas y manual

Además de funcionar con electricidad, el extractor electrónico individual también puede usarse con pilas y como un extractor manual. Máxima flexibilidad.

### Más leche de forma natural



La extracción permite que su bebé tome leche materna incluso cuando no está con él

## Especificaciones

### Potencia

Tensión: 100-240 V

### País de origen

Inglaterra

### Qué incluye

Tarritos conserveros para leche materna (125 ml): 2 uds

Bottle stand/funnel cover: 2 uds

Paquete de pilas: 1 uds

Pack de tetinas de viaje para recién nacidos: 1 uds

Cool pack: 2 uds

Spare parts: 1 uds

Piezas del extractor manual para usar sin electricidad: 1

Recipientes para leche materna (260 ml): 1 uds

Bolso de viaje de microfibra: 1 uds

Cable de alimentación: 1 uds

### Etapas de desarrollo

Etapas: 0-6 meses

