

PHILIPS

AVENT

Módne cumlíky

3 – 6 m

Bez obsahu BPA

SCF172/21



Ortodontické, bez obsahu BPA

Cumlík s výrazným a farebným dizajnom so zvieratkami

Ortodontické, stlačiteľné a symetrické cumlíky Philips Avent rešpektujú prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa. Všetky cumlíky Philips Avent sú vyrobené zo silikónu a sú bez chuti a zápachu. Sfarbenie sa môže časom meniť.

Ortodontický cumlík

- Ortodontický, symetrický stlačiteľný cumlík
- 9 z 10 bábätiak prijíma cumlík Avent od spoločnosti Philips*

Hygiena

- Nasadzovací ochranný kryt

Bezpečnosť

- Bezpečnostné krúžkové uško

Bez zápachu a príchute

- Silikónové cumlíky na fľaše s príjemným používaním

Hlavné prvky

Ortodontický cumlík



Ploché, symetrické cumlíky Philips Avent v tvare kvapky zohľadňujú prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a dasien dieťaťa, aj keď sa cumlík ocitne v ústach obrátený naopak.

Silikónové cumlíky na fľaše s príjemným používaním




Silikónový cumlík Philips Avent je bez chuti a zápachu, takže ho vaše dieťa prirodzenejšie prijme. Silikón je hladký, priehľadný, ľahko sa čistí a nelepí sa. Cumlík je pevný, odolný a ani po dlhšom čase nestratí svoj tvar ani farbu.

Nasadzovací ochranný kryt



Na udržiavanie hygieny sterilizovaných cumlíkov na fľaše

Bezpečnostné krúžkové uško



Na ľahké vybratie cumlíka Philips Avent v ľubovoľnom okamihu

Preukázané prijatie



9 z 10 bábätiiek prijíma cumlík Avent od spoločnosti Philips (testované online s pomocou 100 mamičiek, Spojené kráľovstvo, 2012).

Technické údaje

Krajina pôvodu

England

Vývojové stupne

Fáza: 0 – 6 mesiacov

Čo je súčasťou balenia

Silikónový cumlík: 2 pcs

Nasadzovací ochranný kryt: 2 pcs

