

PHILIPS

IPL szőrtelenítő
rendszer

Lumea Precision
Plus

A testen és arcon való
használatra

15 perc a lábszárak kezelésére

Élettartam >100 000
fényimpulzus



Fénypontok

Hosszan tartó selymesség



A Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat bocsát ki a szőrszál gyökeréhez. Ennek hatására a szőr természetes módon kihullik és az újránövekedése gátlódik. Ha rendszeresen megismétli a kezelést, a bőre mindennap sima lesz.

Egyszerűen hatékony



Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy alig négy, kéthetente végzett kezelés hatására jelentősen csökkent a szőrzet, sima bőrfelületet eredményezve. Az eredmények fenntartása érdekében egyszerűen ismétlje meg a kezelést, ha szükséges. A kezelések közötti idő változhat a szőrszálak egyéni újránövekedésének üteme szerint.

IPL technológia



A Philips Lumea egy innovatív fényalapú technológiát, az IPL-t (intenzív pulzáló fény) alkalmazza, amelyet professzionális szépségszalonokban használt technológiából fejlesztettek ki. A Philips módosította ezt a technológiát, hogy Ön azt otthona kényelmében is biztonságosan és hatékonyan használhassa. A Philips a világ vezető

bőrgyógyászaival szorosan együttműködve fejlesztette ki ezt az áttörést hozó szőrtelenítő rendszert. Több mint 10 éven keresztül átfogó fogyasztói kutatást végeztünk több mint 2000 nő segítségével.

Megfelelő szőrzet- és bőrtípusok



A Philips Lumea hatékony eredményeket ér el (természetes) sötét szőke, barna és fekete szőrzettípusokon. Ahogyan más fényalapú kezelések esetében is tapasztalható, a Philips Lumea NEM hatékony vörös, világos szőke és fehér/ősz szőrzeten alkalmazva. A Philips Lumea szintén NEM alkalmas nagyon sötét bőrtípusokhoz.

Öt fényenergia-beállítás



A Philips Lumea öt állítható fényenergia-beállításának köszönhetően biztosított a gyengéd, ugyanakkor hatékony kezelés. Megfelelően alkalmazva a Philips Lumea IP-kezelése biztonságos és gyengéd, még érzékeny bőrön és kényes területeken is.

Alkalmazási területek



Nyugodtan használhatja az arc (felső ajak, áll és pajesz) és a test szőrtelenítésére (lábak, hónalj, bikinivonal, has és karok).

Vezeték nélküli kényelem



A Lumea egyedülálló vezeték nélküli kialakítása tökéletesen egyszerű használatot nyújt maximális mozgástérrel.

Nincs szükség cserealkatrészekre



A Philips Lumea egy teljes körű megoldás, és a dobozból kivéve azonnal üzemkész. Ami még ennél is fontosabb, nincs szükség cserelámpára vagy gélekre.

Még nagyobb biztonság az arcon



A precíziós tartozék egy további beépített fényszűrőt tartalmaz, mely biztonságos és kényelmes kezelést biztosít a felső ajak, az áll és a pajesz esetében. Használható a test más érzékeny területein is, például a hónaljon és a bikinivonalon, illetve a nehezen elérhető területeken.

Műszaki adatok

Energiaellátás

Voltage: 100–240 V

Szerviz

Jótállás: Kétéves globális garancia

Műszaki adatok

High performance lamp: Több mint 100 000 villanást biztosít

Alkalmazási területek

Body areas: Láb, Hónalj, Has, Bikinivonal

Face areas: Áll, Pajesz, Felső ajak

Tartozékok

Precíziós tartozék (2 cm²): Az arc biztonságos kezeléséhez

Testszőrtelenítő tartozék (4 cm²): A nyak alatti területeken való használatra

Tartozékok

Töltő: Többfeszültségű töltő

Instructions for use: Teljes használati

útmutató, Gyors üzembe helyezési útmutató

Tárolás: Védőtok

Energiaellátás

Töltési idő: 100 perc

Működési idő: Minimum 370 villanás

Biztonság és állítható beállítások

Beépített UV-szűrő: Védelmet nyújt a bőr számára az UV-sugaraktól

Biztonsági gyűrűrendszer: Véletlen villanás megakadályozása

5 fényenergia-beállítás: Bőrtípushoz állítható

Alkalmazási idő

Bikini-vonal: 4 perc

Alsó lábszár: 8 perc

Slide and flash: Kényelmes alkalmazhatóság

Hónalj: 1 perc

Energiaellátás

Áramforrás: Akkumulátoros

Műszaki adatok

Fényspektrum: Testszőrtelenítő tartozék <gt/> 570 nm, Precíziós tartozék <gt/> 600 nm

Fényfluxus (J/cm²): Testszőrtelenítő tartozék: 2-6 J/cm², Precíziós tartozék: 2-6 J/cm²

Alkalmazási idő

Arc: 1 perc

Lép és villant: A hajlatok kezeléséhez

