

PHILIPS

Aparat IPL za
odstranjevanje dlak

Lumea Prestige

S tehnologijo SenseIQ

Pazduhe, predel bikinija, telo,
obraz

S senzorjem SmartSkin

Brezžična in žična uporaba



BRI956/00



6 mesecev uživajte v popolnoma gladki koži* 4 pametni nastavki – za optimalne rezultate

Philips Lumea Prestige s tehnologijo SenseIQ je naš najučinkovitejši aparat IPL. Zasnovan je za prilagajanje oblikam vašega telesa in priročno domačo nego. Zaobljeni pametni nastavki aparata Lumea se popolnoma prilegajo vsem oblinam vašega telesa in zagotavljajo prilagajanje programov vsakemu posameznemu delu telesa.

Popolna svoboda z malo truda

- Brez nadomestnih delov, brez skritih stroškov
- Aplikacija Lumea IPL. Pomoč na vsakem koraku.
- S senzorjem SmartSkin

Dolgotrajno gladka koža z aparatom Lumea s tehnologijo IPL


- Strokovna tehnologija IPL za domačo rabo, razvita v sodelovanju z dermatologi
- Uporaba s kablom ali brez
- Dokazano nežno in učinkovito odstranjevanje dlak
- Primerno za različne vrste dlak in kože
- Tehnologija SenseIQ za prilagojeno odstranjevanje dlak

Profesionalen tretma IPL za posamezne predele telesa

- Nastavek za predel bikinija z dodatnim svetlobnim filtrom
- Nastavek za telo z vbočeno obliko
- Pametni nastavki za prilagojene programe za posamezne dele telesa
- Nastavek za pazduhe z izbočeno obliko


Značilnosti

Lumea preprečuje ponovno rast dlačic*




IPL je kratica za angleški izraz Intense Pulsed Light (intenzivna pulzna svetloba). Philips Lumea korenino dlake osvetli z nežnim svetlobnim impulzom, kar v mešičku sproži fazo mirovanja. Tako bo na vašem telesu sčasoma raslo vedno manj dlak. Z redno uporabo aparata postane koža neporaščena in čudovito gladka na dotik. Uporaba aparata, ki preprečuje ponovno rast dlačic, je varna in nežna, tudi na občutljivih predelih. Philips Lumea je klinično testirana in razvita v sodelovanju z dermatologi za preprosto in učinkovito depilacijo v udobju lastnega doma.

Dokazana učinkovitost



Neodvisne študije so pokazale, da je že samo s tremi posegi doseženo vsaj 92-% zmanjšanje poraščenosti**. Prve štiri posege je treba ponavljati na dva tedna, naslednjih osem posegov pa je treba ponoviti vsake štiri tedne. Po 12 posegih lahko šest mesecev uživate v popolnoma gladki neporaščeni koži*.


Primerne vrste dlak in kože



Aparat Philips Lumea Prestige je učinkovit za uporabo pri raznolikih barvah dlačic in tipih kože. Uporabljate ga lahko pri naravnih temno

blond, rjavih in črnih dlačicah ter pri odtenkih kože od zelo svetle do temno rjave. Tehnologija IPL potrebuje kontrast med pigmentom v barvi las in pigmentom v odtenku kože, zato (tako kot pri drugih aparatih za odstranjevanje dlak s tehnologijo IPL) aparata Lumea ne morete uporabljati za odstranjevanje belih, sivih, svetlo blond ali rdečih dlak. Prav tako tudi ni primeren za zelo temno kožo.

Tehnologija SenseIQ



Zaznavanje. Senzor SmartSkin aparata Lumea zazna vaš odtenek kože in označi najudobnejšo nastavev osvetlitve za vas. Prilagoditev. Pametni nastavki prilagodijo programe, ki so prilagojeni za posamezne predele telesa. Nega. Razvit je v sodelovanju z dermatologi, navdih pa smo črpali pri vas, za nežno, dolgotrajno odstranjevanje dlak, celo na občutljivih predelih***.

Uporaba na predelih telesa



Vaše telo je edinstveno. Zato morate tudi na edinstven način obravnavati svojo kožo, obline in obliko. Nastavki aparata Lumea za nego celotnega telesa so oblikovani tako, da se popolnoma prilagodijo vsaki oblini in prilagodijo programe, ki so prilagojeni posameznemu predelu telesa. Okenca za odstranjevanje so zasnovana za povečanje stika s kožo, da zagotovijo, da ne uhaja svetloba, kar zagotavlja učinkovito in nežno odstranjevanje celo na občutljivih predelih.

Nastavek za pazduhe



Pametni nastavek za pazduhe, ki je posebej zasnovan za depilacijo težko dostopnih predelov pazduhe, je srednje velik in ima okence velikosti 3 cm². Ko je nastavek pritrjen na napravo, prilagodi po meri narejen program za vaš predel pazduhe. 86 % žensk je bilo zadovoljnih z zmanjšano poraščenostjo pod pazduho****.

Nastavek za predel bikinija



Na aparat pritrдите pametni nastavek za predel bikinija in uporabil bo program, prilagojen posebej za ta predel. Ima optimalno okence velikosti 3 cm² s prozornim filtrom za dodatno udobje, njegova ukrivljena oblika pa omogoča prilagoditev oblinam vašega telesa za čim večji stik, učinkovitost in udobje. 78 % žensk je bilo zadovoljnih z zmanjšano poraščenostjo v predelu bikinija****.

Specifikacije

Tehnični podatki za nastavke

Nastavek za telo: Oblika: konveksno zaobljeno, Velikost okenca: 4,1 cm², Prilagojen program za telo

Nastavek za obraz: Oblika: ravna, Velikost okenca: 2 cm², dodaten filter, Prilagojen program za obraz

Nastavek za pazduho: Oblika: konkavno zaobljeno, Velikost okenca: 3 cm², Prilagojen program za pazduhe

Nastavek za predel bikinija: Oblika: konkavno zaobljeno, Velikost okenca: 3 cm², dodaten filter, Prilagojen program za predel bikinija

Območja uporabe

Predeli telesa: Roke, Noge, Trebuh

Deli obraza: Brada, Zgornja ustnica, Spodnja čeljust

Pazusi: Pazduhe, Predel bikinija

Varnost in prilagodljive nastavitve

Vgrajen UV-filtr: Kožo varuje pred UV-svetlobo

5 nastavitve svetlobne energije: Prilagodljivo glede na vrsto kože

Vgrajeni varnostni sistem: Preprečuje nenamerno osvetljevanje

Senzor barve kože: Zazna barvo kože.

Senzor SmartSkin: Prava nastavitve na ukaz

Način uporabe

Pomik in osvetlitev: Za hitro uporabo

Žična/brezžična uporaba: Brezžična in žična uporaba

Pritisni in osvetli: Za uporabo na manjših predelih

Napajanje

Napetost: 100–240 V

Tehnične specifikacije

Visokozmogljiva sijalka: Zagotavlja 450.000 osvetlitev, kar pomeni 39 let življenjske dobe sijalke*****

Servis

Garancija: 2 leti globalne garancije in 1 dodatno leto garancije ob registraciji izdelka v roku 90 dni

Priloženi predmeti

Navodila za uporabo: Uporabniški priročnik

Shranjevanje: Razkošna torbica

Napajalnik: 19,5 V/4000 mA

Čas uporabe

Pazduha: 2,5 min

Predel bikinija: 2 min

Deli obraza: 1,5 min

Spodnji del nog: 8,5 min



* Povprečno zmanjšanje poraščenosti po 12 posegih: 78 % na nogah, 64 % na predelu bikinija, 65 % pod pazduhami

** Merjeno na nogah, po 3 posegih, 27 od 55 žensk je doseglo 92 % ali višji rezultat.

*** Ob upoštevanju razporeda tretmajev.

**** Raziskava je bila izvedena na Nizozemskem in v Avstriji, sodelovalo je 56 žensk po 3 tretmajih pod pazduho, na predelu bikinija in na nogah ter po 2 tretmajih na obrazu.

***** Življenjska doba sijalke ne presega Philipsove 2-letne mednarodne garancije.

***** Ob upoštevanju urnika tretmajev. Preračunano za uporabo na spodnjem delu nog, v predelu bikinija, pod pazduhami in na obrazu. Življenjska doba sijalke ne podaljšuje Philipsove 2-letne mednarodne garancije.