

# PHILIPS

## AVENT

家用数字温度计套装

SCH540/01



## 轻柔而准确

集数字温度计和安抚奶嘴温度计的优点于一身。

### 为您和您的孩子带来方便

- 随附新安怡六孔安抚奶嘴

### 快速可靠的数字体温度数

- 清晰的测温显示和电池状态指示
- 电池电量不足指示灯

### 让您的孩子感到舒适

- 柔性触笔笔尖数字温度计
- 选择并调整测温方法来适应宝宝
- 专门设计的安抚奶嘴温度计

## 产品亮点

### 测温方法的选择

无论是采用口腔、轴向（腋下）还是直肠式（肛门）测温方法，飞利浦新安怡体温计都能准确方便地测量宝宝的体温。

### 柔性触笔笔尖数字温度计

柔性触笔笔尖数字温度计

### 专门设计的安抚奶嘴温度计

从安抚奶嘴到测温，实现轻松过渡。

### 清晰的测温显示

清晰的测温显示和电池状态指示



### 电池电量不足指示灯



电池电量不足指示灯

### 新安怡六孔安抚奶嘴

让您的宝宝轻松适应奶嘴形状。

## 规格

### 原产地

中国制造: 体温计, 是  
电池类型: LR41

### Power

电池支持的播放时间:  $\geq 100$  小时  
电池数: 每个温度计 1 节电池

### 附件

用户手册

### 技术规格

操作温度范围: 90-109.9 °F

测温时间: 水中（沐浴）测温: 10 秒  $\pm 3$  秒, 口腔/

直肠测温: 25 秒  $\pm 10$  秒, 腋下测温: 60 秒  $\pm 10$  秒

精确度: 95-107.6  $\pm 0.2$  °F

### 便利性

自动关熄功能

英国制造: 安抚奶嘴, 是

### 便利性

弹性奶嘴

适合新生儿

清晰的体温显示

电池状态指示

