

# PHILIPS

## AVENT

Паровий стерилізатор  
для мікрохвильової печі

SCF271/06



## Надзвичайно швидкий та зручний пристрій

Стерилізує 6 пляшечок за 2 хвилини\*

Легкий і компактний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent можна використовувати як вдома, так і поза ним. Вміст залишається стерильним до 24 годин, якщо не відкривати кришки.

### Надзвичайно швидкий та простий у використанні

- Просто додайте води, завантажте і поставте в мікрохвильову піч

### Компактність і мала вага

- Зручний для транспортування. Підходить для більшості мікрохвильових печей.

### Безпечно, просте використання

- Якщо кришку не відкривати, вміст зберігає стерильність до 24 годин

### Безпечно, просте використання

- Бічні ручки надійно фіксують кришку

### Велика місткість

- Вміщає шість пляшечок Philips Avent

## Основні особливості

### Стерилізація за допомогою природної пари

Стерилізація – це основа захисту дитини від надзвичайно шкідливих бактерій у молоці, допоки її імунна система достатньо не зміцніє. У стерилізаторі Philips Avent використовується медичний спосіб парової стерилізації, який швидкий, простий, ефективний та не передбачає використання хімічних речовин.

### Фіксатори надійно фіксують кришку



Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі має збоку фіксатори для додаткової безпеки. Фіксатори надійно тримають кришку, щоб гаряча вода не вихлопнулася, коли ви діставатимете стерилізатор із мікрохвильової печі. Крім того, бічні ручки не нагріваються сильно, тож ви зможете безпечно користуватися стерилізатором.

### Вміст залишається стерильним



Якщо кришку не відкривати, вміст зберігає стерильність до 24 годин

### Зручний для транспортування



Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent можна використовувати практично з усіма мікрохвильовими печами на ринку. Його невеликий розмір забезпечує зручність у дорозі, тож у вас завжди буде стерильна пляшечка незалежно від того, куди ви їдете: у коротку нічну подорож чи на триваліший відпочинок закордоном. Він також стане ідеальним додатковим стерилізатором у домі дідуся й бабусі. Розміри: 166 (В), 280 (Ш), 280 (Д) мм.

### Вміщає 6 пляшечок Philips Avent



Незважаючи на його невеликий розмір, це єдиний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі, у якому може вміститися до 6 пляшечок Philips Avent. Тоді як у більшості мікрохвильових стерилізаторів вміщається лише 4 пляшечки, цей паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent дає змогу стерилізувати за один раз усі пляшечки, які знадобляться впродовж дня. Крім того, в ньому можна стерилізувати молоковідсмоктувачі.

### Просто додайте води



Просто долийте води, завантажте і помістіть у мікрохвильову піч лише на 2 хвилини. Конкретна тривалість циклу залежить від напруги мікрохвильової печі: 2 хвилини за 1100–1850 Ват, 4 хвилини за 850–1000 Ват, 6 хвилин за 500–850 Ват.

# Специфікації

## Країна походження

Великобританія

Етап: 0–6 місяців

## Вага та розміри

Розміри: 166 (В), 280 (Ш), 280 (Д) mm

Weight: 740 g

Надзвичайно м'яка соска для годування

## новонароджених:

1 pcs

Надзвичайно м'яка соска з повільним потоком:

1 pcs

## Комплектування

Microwave steam sterilizer: 1 pcs

Щипці: 1 pcs

Пляшечка для годування Airflex (260 мл): 1 pcs

Пляшечка для годування Airflex (125 мл): 1 pcs

Пустушка для немовлят: 1 pcs

