

# PHILIPS

## IPL 彩光脫毛器

### Lumea IPL 7000 Series

5 個手動強度設定

3 個配件：身體、面部、比堅尼

Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式

有線使用



BRI923/00



## 出色效果，物超所值

享受 12 個月的持久淨滑肌膚\*

使用我們的 Lumea IPL 彩光脫毛器 7000 系列打造淨滑肌膚。使用身體各部位專用的配件，享受溫和且有效的療程。

#### 溫和有效，帶來持久的光滑肌膚

- 只需每 2 週進行療程，即可快速見效
- 與皮膚科醫生一同研發，輕鬆有效
- 超長電線增加護理靈活性

#### 面部及身體的全面解決方案

- 配備 3 款配件，帶來面部及身體的全面解決方案
- 隨附 Satin Compact 筆形修毛器
- 適用於多種膚色和毛髮顏色

#### 個人化 IPL 彩光脫毛療程

- 膚色感應器及 5 段強度設定
- 使用 Philips Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式改善您的日常美容護理

## 產品特點

### 每月進行 2 次療程，即可快速見效



初期階段每 2 週只需進行 4 次療程 — 僅其他品牌療程次數的一半。之後，每月修整一次以維持效果。

### 膚色感應器



5 段強度設定供您選擇，提供舒適體驗。膚色感應器防止您對膚色太深的部位進行 IPL 彩光脫毛療程。

### 超長電線



憑藉超長電線，產品方便易用，能輕鬆護理，增強操控性。

### 3 款專用配件



適用於身體、面部及比堅尼部位的不同機頭具備溫和使用的速度及精準度，即使敏感部位亦可使用。面部配件配備整合式濾光器，提供精準療程。

### 與多位皮膚科醫生共同研發



作為健康技術的領導者，Philips 在研發 Lumea IPL 彩光脫毛器時諮詢皮膚科醫生，讓您可以在家中輕鬆有效地使用產品，同時確保安全。採用源於專業美容院的技術，Lumea IPL 彩光脫毛器即使在敏感部位亦可帶來溫和的療程。

### Philips Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式



我們的免費指導應用程式助您計劃並遵守療程時間表，然後陪伴您逐步完成每一次療程。超過 210 萬用戶下載。

### Satin Compact 筆形修毛器



讓您的日常美容護理更全面：Satin Compact 筆形修毛器是一款獨立的隨身美容工具，方便您輕鬆快捷地去除最為幼細的面部毛髮。

### 適用於多種皮膚和毛髮類型



使用 IPL 彩光脫毛器的先決條件是毛髮色素和膚色色素之間必須有對比度，因此它適用於天然的深金色、棕色和黑色毛髮，以及淺棕色至中棕色膚色 (I-IV)。

# 規格

## 安全和可調節設置

**複合紫外光濾光片:** 保護您的皮膚免受紫外線傷害  
**5 種光能設定:** 按您的皮膚性質調整  
**整合式安全設計:** 防止意外閃動

## 應用模式

**滑動閃光:** 方便快捷使用  
**對準閃光:** 用於細小部位  
**有線 / 無線使用:** 有線使用

## 技術規格

**高性能燈:** 持久耐用，250,000 次閃光，等於 20 年燈泡使用壽命\*\*  
**電壓:** 100-240 V

## 服務

**保養:** 2 年全球保養 + 於 90 日內註冊產品享 1 年額外保養

## 內含物件

**使用說明:** 用戶手冊  
**儲存:** 化妝袋  
**變壓器:** 24V / 1500mA

## 使用時間

**小腿:** 15 分鐘  
**腋下:** 2.5 分鐘  
**比堅尼線:** 4 分鐘  
**面部:** 2 分鐘

## 技術規格 配件

**身體配件:** 出光口尺寸：4.0 平方厘米，身體療程：小腿、手臂、腹部及腋下  
**面部配件:** 出光口尺寸：2 平方厘米，額外濾光片，面部療程：上唇、下巴和下頷  
**比堅尼配件:** 出光口尺寸：2 平方厘米，比堅尼部位療程

