

# PHILIPS

## AVENT

Extractor de leche manual

Set portátil

SCF290/13



## Más extracción. Más rápido.

### Extractor de leche manual de gran eficacia

Con el extractor de leche manual, puede controlar el nivel de succión y extracción. Está clínicamente probado que el exclusivo extractor de leche manual de Philips Avent extrae más leche que los extractores eléctricos de los hospitales y le garantizan más eficacia.

#### **Ventajas y características:**

- Con estuche de viaje térmico y packs fríos

#### **Eficacia clínicamente probada**

- Exclusiva almohadilla masajeadora

#### **Estímulo y extracción**

- Las almohadillas masajeadoras suaves ofrecen un flujo más natural, similar a la succión del bebé

#### **Flexible y portátil**

- Fácil de armar y de usar

## Destacados

### Con estuche de viaje térmico y packs fríos

Incluye todo lo necesario para extraer y almacenar su leche de la forma más adecuada cuando está fuera de su casa.

### Fácil de armar y de usar

Silencioso y portátil.

### Exclusiva almohadilla masajeadora

Durante la extracción, cinco pétalos masajeadores suaves del extractor de leche Philips Avent se flexionan delicadamente hacia dentro y hacia fuera para generar una sensación idéntica a la de la succión del bebé.

### Almohadillas masajeadoras suaves

Las almohadillas masajeadoras patentadas de los extractores de leche Philips Avent se comprimen y flexionan para imitar la succión del bebé y estimular la bajada de la leche durante la lactancia.

## Especificaciones

### País de origen

England: Y

### Fases de desarrollo

Etapa: 0 a 6 meses

### Qué se incluye

Recipiente para leche materna (125 ml/ 4 oz):  
2 pcs

Bottle stand/funnel cover: 2 pcs

Cool pack: 2 pcs

Tetina extrablanda con flujo para recién nacidos: 2 pcs

Spare parts: 1 pcs

Estuche de viaje térmico de microfibra: 1 pcs

Sacaleches manual: 1 pcs

Recipientes para leche materna (260 ml):  
2 pcs

