


PHILIPS

AVENT

Набір дитячих
цифрових термометрів

SCH540/00

 Product Picture

ЧУТЛИВІСТЬ І ТОЧНІСТЬ

Поєднання цифрового термометра і термометра-пустушки

Допомагає виміряти температуру в дитини, не засмучуючи її. Термометр-пустушка SCH540/00 має такий самий нагубник і соску, що й дихаюча пустушка Avent для легшого переходу від пустушки до вимірювання температури.

Зручність для Вас і Вашої дитини

- У комплекті дихаюча пустушка Avent

Швидке та надійне визначення температури цифровим способом

- Дисплеї точного вимірювання та індикатори стану батареї
- Індикатор низького заряду батареї

Комфорт для Вашої дитини

- Цифровий термометр із гнучким кінцем
- Вибір методу вимірювання температури, який підходить дитині
- Спеціально розроблений термометр-соска

Основні особливості

Дисплеї точного вимірювання

Дисплеї точного вимірювання та індикатори стану батареї

Дихаюча пусташка Avent

Допомагає дитині звикнути до форми.

Індикатор низького заряду батареї

Індикатор низького заряду батареї



Вибір методу вимірювання

Термометр Philips Avent точно і зручно виміряє температуру тіла дитини орально, аксіально та ректально.

Цифровий термометр із гнучким кінцем

Цифровий термометр із гнучким кінцем

Спеціально розроблений термометр-соска

Забезпечує легкий перехід від соски до вимірювання температури.

Специфікації

Країна виготовлення

Виготовлено у Китаї: Термометри, Так

Час роботи від батареї: >100 hour(s)

Етап: 0–6 місяців, 6–12 місяців

Тип батареї: LR41

Кількість батарей: 1 на термометр

Технічні характеристики

Діапазон робочої температури: 32–42,9 °C

Акcesуари

Посібник користувача

Технічні характеристики

Точність: 35-42 +/- 0,1 °C

Тривалість вимірювання: 10 сек. ±3 сек. у воді (ванна), 25 сек ±10 сек орально і ректально, 60 сек ±10 сек під пахвою

Зручність

Автоматичне вимкнення

Виготовлено в Англії: Пусташки, Так

Зручність

Гнучкий кінець

Підходить для немовлят

Дисплей точного вимірювання

Індикатор стану батареї

