

Philips ISIS  
Slang voor borstkolf

dubbele elektrische borstkolf

SCF934



## Verbinding tussen verschillende delen van de borstkolf

Bijpassende producten vind je op het specificatietabblad

Dit kunststof slangetje verbindt de behuizing van de borstkolf met de motor. De slang is geschikt voor alle dubbele elektrische borstkolven van Philips Avent.

### Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

**PHILIPS**

Slang voor borstkolf  
dubbele elektrische borstkolf

SCF934/01

## Specificaties

## Kenmerken

### Vervangbaar onderdeel

- Geschikt voor producttypen:: SCF314/02, SCF304/

02, SCF294/02

### Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.



Publicatiedatum  
2021-02-23

Versie: 2.0.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)