

Philips Avent
Extractor de leche manual

con recipientes para leche
materna

SCF290/20



Más extracción. Más rápido.

Extractor de leche manual de gran eficacia

Con el extractor de leche manual, puede controlar el nivel de succión y extracción. Está clínicamente probado que el exclusivo extractor de leche manual de Philips Avent extrae más leche que los extractores eléctricos de los hospitales y le garantizan más eficacia.

Eficacia clínicamente probada

- Exclusiva almohadilla masajeadora

Estímulo y extracción

- Las almohadillas masajeadoras suaves ofrecen un flujo más natural, similar a la succión del bebé

Flexible y portátil

- Fácil de armar y de usar

PHILIPS
AVENT

Extractor de leche manual
con recipientes para leche materna

Especificaciones

País de origen

- Inglaterra: Y

Etapas de desarrollo

- Etapa: 0 a 6 meses

Contenido

- Recipientes para leche materna (125 ml): 2 piezas
- Extractor de leche manual: 1 piezas

Qué se incluye

- Tetina flujo extrablanda recién nacidos: 1 piezas
- Soporte para el biberón / tapa para el embudo: 2 piezas
- Disco de sellado para almacenar la leche: 2 piezas
- Paquete de tetinas de viaje para recién nacidos: 1 piezas
- Repuestos: 1 piezas

SCF290/20

Destacados

Almohadillas masajeadoras suaves



Las almohadillas masajeadoras patentadas de los extractores de leche Philips Avent se comprimen y flexionan para imitar la succión del bebé y estimular la bajada de la leche durante la lactancia.

Exclusiva almohadilla masajeadora



Durante la extracción, cinco pétalos masajeadores suaves del extractor de leche Philips Avent se flexionan delicadamente hacia dentro y hacia fuera para generar una sensación idéntica a la de la succión del bebé.

Fácil de armar y de usar



Silencioso y portátil.



Fecha de publicación
2021-04-15

Versión: 9.3.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Está clínicamente comprobado que extrae leche más rápido que los extractores de leche dobles de los hospitales con una secuencia de bombeo de 20 minutos en madres que dieron a luz bebés prematuros.