

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Extractor de leche
individual

SCF292/01

Diseñado para más comodidad

Inspirado en la naturaleza

Nuestros exclusivos extractores ofrecen una memoria electrónica que le permite mantener el control porque registra e imita el ritmo de extracción personal.

Ventajas y características:

- Registra e imita su ritmo de extracción personal

La ayudamos a prolongar el período de lactancia

- Más leche. Más natural

Estimule y extraiga

- Las almohadillas masajeadoras suaves ofrecen un flujo más natural, similar a la succión del bebé

Tres formas de uso

- Funciona con electricidad, pilas y de forma manual

Destacados

Almohadillas masajeadoras suaves



Las exclusivas almohadillas masajeadoras del extractor Philips Avent se flexionan hacia adentro y hacia afuera para imitar la succión del bebé y estimular el rápido descenso natural de la leche materna.

Con electricidad, a pilas y manual

Además de funcionar con electricidad, el extractor electrónico individual también puede usarse con pilas y como un extractor manual. Máxima flexibilidad.

Registra e imita su ritmo de extracción personal

La memoria electrónica registra e imita el ritmo de extracción personal con sólo presionar un botón.

Más leche. Más natural



El método de extracción le permite alimentar a su bebé con leche materna aun cuando no está presente

Especificaciones

Potencia

Tensión: 100 - 240 V

País de origen

Inglaterra

Qué incluye

Paquete de pilas: 1 uds

Tarritos conserveros para leche materna (125 ml): 1 uds

Extractor de leche electrónico: 1

Bottle stand/funnel cover: 2 uds

Tetina de recién nacido extrasuave: 1 uds

Spare parts: 1 uds

Cable de alimentación: 1

Piezas del extractor manual para usar sin electricidad: 1

Recipientes para leche materna (260 ml): 1 uds

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

