

PHILIPS

AVENT

Extractor de leche
electrónico doble

SCF294/02



Diseñado para más comodidad

Inspirado en la naturaleza

Nuestros exclusivos extractores ofrecen una memoria electrónica que le permite mantener el control porque registra e imita el ritmo de extracción personal.

Ventajas y características:

- Ultra cómodo y eficaz
- Todo el control al alcance de su mano
- Infinitas posiciones de velocidad, ritmo y nivel de extracción. Sin configuración previa
- Silencioso, fácil de usar y portátil
- Extraiga más leche, más rápido

Estimule y extraiga

- La succión suave imita el patrón del bebé para obtener un flujo uniforme
- El suave cojín de pétalos ofrece un masaje natural, como el del bebé

Destacados

Suave cojín de pétalos masajeadores



Los pétalos de masaje patentados del extractor de leche de Philips Avent se flexionan hacia dentro y hacia fuera, imitando el patrón de succión del bebé, además, están diseñados para ayudar a estimular una bajada de leche rápida y natural.

Succión suave

La succión suave imita el patrón de succión del bebé para obtener un flujo de leche uniforme que requiera menos bombeo.

Cojín de pétalos masajeadores patentado



Los cinco pétalos de masaje se flexionan hacia dentro y hacia fuera, imitando el patrón de succión del bebé y estimulando un masaje rápido y natural.

Extraiga más leche, más rápido

Se ha demostrado que el método de extracción doble mejora la producción de leche. Los extractores electrónicos dobles son los únicos diseñados para mantener el mismo nivel de extracción en ambos extractores y garantizar más eficacia.

Infinitas posibilidades de control

Disfrute de la posibilidad de controlar la velocidad, el ritmo y la extracción. Además, puede regular el extractor para imitar el ritmo de succión de su bebé.

Mango de control intuitivo

Todos los controles del extractor están al alcance de su mano y cerca del pecho para que pueda regular las diferentes opciones de forma fácil y rápida y sin necesidad de moverse.

Silencioso, fácil de usar y portátil

Silencioso, fácil de usar y portátil

Especificaciones

Potencia

Tensión: 100 - 240 V

País de origen

Inglaterra

Qué incluye

Tetinas de recién nacido extrasuave: 2 uds
 Tarritos conserveros para leche materna (125 ml): 2 uds
 Bottle stand/funnel cover: 4 uds
 Disco sellador para almacenar leche: 2 uds
 Pack de tetinas de viaje para recién nacidos: 2 uds
 Cool pack: 4 uds
 Extractor de leche electrónico doble: 1 uds
 Spare parts: 1 uds
 Piezas del extractor manual para usar sin electricidad: 1
 Recipientes para leche materna (260 ml): 2 uds
 Bolso de viaje de microfibra: 1 uds
 Thinsulate™: 2 uds

Etapas de desarrollo

Etapas: 0-6 meses

