

# PHILIPS

## AVENT

Set de termómetros  
digitales para bebés

SCH540/00



## Confiable y preciso

### Combinación de termómetro digital y chupete

Mida la temperatura de su bebé sin molestarlo. El termómetro de chupete SCH540/00 utiliza el mismo protector y la misma tetina que el chupete Avent Freeflow para lograr una fácil transición entre el chupete y el termómetro.

#### Comodidad para usted y su bebé

- Incluye un chupete Avent Freeflow

#### Lectura digital de la temperatura, rápida y confiable

- Clara visualización de las medidas en pantalla e indicador de estado de la batería
- Indicador de batería baja

#### Comodidad para su bebé

- Termómetro digital con punta suave y flexible
- Elija el método de medición de temperatura que mejor se adapte a su bebé
- Termómetro de chupete especialmente diseñado

## Destacados

### Clara visualización de las medidas en la pantalla

Clara visualización de las medidas en pantalla e indicador de estado de la batería

### Chupete Avent Freeflow

El bebé se adapta fácilmente a la forma.

### Indicador de batería baja



Indicador de batería baja



### Elija el método de medición

El termómetro Philips Avent le permite medir de forma precisa y cómoda la temperatura corporal de su bebé de forma oral, axial y rectal.

### Termómetro digital con punta suave y flexible

Termómetro digital con punta suave y flexible

### Termómetro de chupete especialmente diseñado

Facilita la transición del chupete al termómetro.

## Especificaciones

### País de origen

Hecho en China: Termómetros, Sí

### Fases de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses, 6 a 12 meses

### Alimentación

Tipo de batería: LR41

### Potencia

Tiempo de funcionamiento con batería: >100 hour(s)

Cantidad de pilas: 1 por termómetro

### Especificaciones técnicas

Operating temperature range: 32-42,9 °C

### Accesorios

Manual del usuario

### Especificaciones técnicas

Precisión: 35-42 +/- 0,1 °C

Tiempo de medición: 10 segundos

±3 segundos en el agua (durante el baño),

25 segundos ±10 segundos por vía oral o

rectal, 60 segundos ±10 segundos en la axila

### País de origen

Hecho en Inglaterra: Chupetes, Sí

### Cómodas funciones

Apagado automático

### Cómodas funciones

Punta flexible

Adecuado para recién nacidos

Clara visualización de las medidas

Indicador de estado de la batería

