

PHILIPS

 Product Picture

Extractor de leche
individual

ISIS

Set portátil

SCF292/31

Diseñado para más comodidad

Inspirado en la naturaleza

Nuestros exclusivos extractores ofrecen una memoria electrónica que le permite mantener el control porque registra e imita el ritmo de extracción personal.

Ventajas y características:

- Registra e imita su ritmo de extracción personal
- Con estuche de viaje térmico y packs fríos

La ayudamos a prolongar el período de lactancia

- Más leche. Más natural

Estimule y extraiga

- Las almohadillas masajeadoras suaves ofrecen un flujo más natural, similar a la succión del bebé
- La succión suave imita el ritmo de succión continuo del bebé

Tres formas de uso

- Funciona con electricidad, pilas y de forma manual

Destacados

Registra e imita su ritmo de extracción personal

La memoria electrónica registra e imita el ritmo de extracción personal con sólo presionar un botón.

Con estuche de viaje térmico y packs fríos



Incluye todo lo necesario para extraer y almacenar su leche de la forma más adecuada cuando está fuera de su casa.

Con electricidad, a pilas y manual

Además de funcionar con electricidad, el extractor electrónico individual también puede usarse con pilas y como un extractor manual. Máxima flexibilidad.

Almohadillas masajeadoras suaves



Las exclusivas almohadillas masajeadoras del extractor Philips Avent se flexionan hacia adentro y hacia afuera para imitar la succión del bebé y estimular el rápido descenso natural de la leche materna.

Succión suave

La succión suave imita el ritmo de succión del bebé para obtener un flujo de leche continuo con menos esfuerzo.

Más leche. Más natural



El método de extracción le permite alimentar a su bebé con leche materna aun cuando no está presente

Especificaciones

Potencia

Tensión: 100 - 240 V

País de origen

Inglaterra

Qué incluye

Paquete de pilas: 1 uds

Tetinas de recién nacido extrasuave: 1 uds

Tarritos conserveros para leche materna (125 ml): 2 uds

Bottle stand/funnel cover: 1 uds

Extractor de leche electrónico ISIS iQ UNO: 1 uds

Cool pack: 2 uds

Spare parts: 1 uds

Piezas del extractor manual para usar sin electricidad: 1

Cable de alimentación: 1 uds

