

PHILIPS

Sistema epilazione
a luce pulsata

Lumea Precision
Plus

Per il corpo e per il viso

15 minuti per parte inferiore
gambe

Durata >100.000 impulsi di
luce

Design cordless



SC2003/11



Previene la ricrescita

Sistema di epilazione a luce pulsata, per una pelle liscia ogni giorno

Il sistema di epilazione a luce pulsata Lumea di Philips è ideale per prevenire la ricrescita dei peli su tutto il corpo. L'applicazione regolare di delicati impulsi di luce consente di mantenere una pelle liscia come seta tutti i giorni.

Liscia a lungo

- Efficacia senza sforzo
- Pelle liscia ogni giorno

Rimozione dei peli con la tecnologia IPL a luce pulsata

- Adatto ad un uso sicuro nel comfort di casa tua
- Adatto per numerosi tipi di peli e di pelle

Delicato ed efficace sul viso e sul corpo

- Modalità Slide & Flash per un'applicazione più pratica
- Include un accessorio di precisione per un trattamento sicuro del viso
- Include un accessorio più grande per il corpo per un trattamento veloce
- 5 impostazioni di intensità della luce
- Sicuro ed efficace anche sulle zone delicate

Massima libertà, minimo sforzo

- Comodità senza fili
- Nessuna parte di ricambio, nessun costo aggiuntivo

In evidenza

Liscia a lungo



Philips Lumea applica delicati impulsi di luce alla radice del pelo. L'effetto che ne consegue è la caduta naturale del pelo e l'inibizione della ricrescita. Ripetendo il trattamento con regolarità, la pelle resterà liscia giorno dopo giorno.

Efficacia senza sforzo



I nostri studi clinici hanno dimostrato una significativa riduzione dei peli dopo due soli trattamenti eseguiti a distanza di due settimane, con pelle liscia e priva di peli. Per mantenere questi risultati è sufficiente ripetere i trattamenti quando è necessario. L'intervallo tra i trattamenti può variare in base alla ricrescita individuale.

Tecnologia IPL



Il funzionamento di Philips Lumea è basato sull'innovativa tecnologia IPL (Intense Pulsed Light), che deriva da quella utilizzata nei centri estetici. Philips ha adattato questa tecnologia per un utilizzo sicuro ed efficace nel comfort di casa tua. Questo innovativo sistema di rimozione dei peli superflui è stato sviluppato

in collaborazione con dermatologi esperti ed è il frutto di oltre 10 anni di approfondite ricerche con oltre 2000 volontari.

Tipi di pelle e di peli compatibili




Philips Lumea è efficace sui peli di colore (naturale) biondo scuro, castano e nero. Come altri trattamenti basati sulla luce, Philips Lumea NON è efficace sui peli di colore rosso, biondo chiaro e grigio. Inoltre Philips Lumea NON è adatto alla pelle molto scura.

5 impostazioni di intensità della luce



Philips Lumea ha cinque impostazioni di intensità della luce per garantire un'epilazione delicata ma efficace. Se utilizzato correttamente, il trattamento a luce pulsata Lumea di Philips è sicuro e delicato anche su pelli e zone del corpo sensibili.

Zone di applicazione



Può essere utilizzato in tutta tranquillità sul viso (labbro superiore, mento e basette) e su varie parti del corpo, compresi gambe, ascelle, zona bikini, addome e braccia.

Comodità senza fili



L'esclusivo design senza fili di Lumea è perfetto per raggiungere facilmente tutti i punti e per la massima facilità di uso.

Non necessita di parti di ricambio



Philips Lumea è una soluzione completa, pronta per l'uso. Inoltre non richiede la sostituzione di lampadine né l'utilizzo di gel.

Maggiore sicurezza per il viso



L'accessorio di precisione è dotato di un filtro della luce aggiuntivo integrato e consente un'applicazione sicura e pratica su labbro superiore, mento e basette. Può essere utilizzato anche su altre aree sensibili del corpo, come le ascelle, la zona bikini e i punti più difficili da raggiungere.

Specifiche

Zone di applicazione

Zone del corpo: Gambe, Addome, Zona bikini, Ascelle, Braccia

Zone del viso: Mento, Basette, Labbro superiore

Impostazioni di sicurezza regolabili

Filtro UV integrato: Protegge la pelle dai raggi UV

5 impostazioni di intensità della luce:

Regolabile in base al tipo di pelle

Sistema di sicurezza integrato: Impedisce l'attivazione accidentale del flash

Modalità di applicazione

Scorrimento e flash: Per una pratica applicazione

Step and Flash: Per il trattamento sulle zone curve

Con filo/cordless: Cordless

Assorbimento

Tempo di carica: 100 min

Tensione: 100-240 V

Tempo di funzionamento: Minimo 370 flash

Specifiche tecniche

Lampada ad alte prestazioni: Assicura più di 100.000 flash

Accessori

Accessorio di precisione (2 cm²): Per un'applicazione sicura sul viso

Accessorio per il corpo (4 cm²): Per l'uso al di sotto della nuca

Assistenza

Garanzia: 2 anni di garanzia

Accessori inclusi

Istruzioni d'uso: Guida rapida, Manuale utente

Caricabatterie: Caricatore multitemperatura

A magazzino: Custodia

Tempo di applicazione

Parte inferiore della gamba: 8 min

Ascella: 1 minuto

Zona bikini: 1 minuto

Zone del viso: 1 minuto

