

PHILIPS

IPL ty alma sistemi

Lumea Precision Plus

Vcutta, yzde kullanım iin

Alt bacak uygulaması 15 dakika

Kullanım mr <gt/>100.000 ışık atışı



SC2003/11



Tylerin yeniden uzamasını nleyin

IPL ty alma: Her gn przsz cildin tadını ıkarın

Philips Lumea IPL ty alma sistemi tylerin vcudunuzun yanı sıra yznzde de tekrar uzamasına engel olur. Dzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gn ipek kadar przsz olmasını saęlar.

Uzun sreli przszlk

- Zahmetsiz ve etkili
- Przsz bir cildin keyfini ıkarın

IPL teknolojisıyla tylerden kurtulma

- Evinizin rahatlığında, konforlu kullanım iin uyarlandı
- Birok ty ve cilt tiplerine uygun

Vcut ve yzde hassas ve etkili uygulama

- Daha rahat uygulama iin Kaydırarak Uygulama modu
- Gvenli yz uygulaması iin hassas blge başlığı
- Hızlı uygulama iin daha byk vcut aparatı
- Ayarlanabilir beş ışık enerji seviyesi
- Hassas blgelerde bile gvenli ve etkili

Maksimum zgrlk, minimum uęraş

- Kablosuz rahatlık
- Yedek para yok, ek masraf yok

zellikler

Uzun sreli przszlk



Philips Lumea ty kklerine hassas ışık atışları uygular. Bunun sonucunda ty doğal yollarla dklr ve yeniden uzaması nlenmiř olur. Bu iřlemi dzenli olarak tekrarlıyorsanız ipeksi ve przsz bir cilde sahip olursunuz.

Zahmetsiz ve etkili



Klinik alıřmalarımız, iki haftada bir gerekleřtirilen drt uygulamadan sonra tylerin nemli lde azaldıđını ve ipeksi, przsz bir cilde ulařıldđını gstermiřtir. Bu sonuları korumak iin gerektiđinde iřlemi tekrarlamamız yeter. İřlemler arasındaki sre, tylerinizin tekrar ıkma sresine gre deđiřir.

IPL teknolojisi



Philips Lumea, IPL (Yođunlařtırılmıř Iřık Teknolojisi) adı verilen ve profesyonel gzellik salonlarında kullanılan teknolojiyi temel alan ışık bazlı yeniliki bir teknoloji kullanır. Philips bu teknolojiyi evinizin rahatlıđında, etkili biimde kullanabilmeniz iin uyarladı. Philips, devrim niteliđindeki ty alma sistemimizi

geriřtirmek iin nde gelen dermatologlarla iřbirliđi yaptı. 10 yıldan uzun sredir 2000'den fazla kadınlı kapsamlı tketiciler arařtırmaları gerekleřtirdik.

Uygun ty ve cilt tipleri



Philips Lumea, doğal rengi koyu sańřın, kahverengi ve siyah olan tyler iin uygundur. Diđer ışık bazlı uygulamalar gibi Philips Lumea da kızıl, aık sańřın veya beyaz/gri tyler iin uygun DEĐİLDİR. Philips Lumea ayrıca ok koyu ciltler iin uygun DEĐİLDİR.

Beř ışık enerjisi ayarı



Philips Lumea nazık, ancak etkili bir uygulama iin ayarlanabilir beř ışık enerji seviyesine sahiptir. Philips Lumea'nın IPL iřlemi dođru kullanıldđında hassas ciltler ve hassas blgeler iin bile gvenli ve nazıktır.

Uygulama alanları



Yznzdeki (dudak st, ene ve favoriler) ve bacaklar, kol altı, bikini blgesi, kollar ve kol gibi vcut blgelerindeki tylerden kurtulmak iin gvenle kullanın.

Kablosuz rahatlık



Lumea'nın benzersiz kablosuz tasarımı, maksimum eriřim ve kullanım kolaylıđı iin idealdir.

Yedek para gerekmez



Philips Lumea, ek bir malzemeye gerek duymadan kullanabileceđiniz eksiksiz bir zmdr. Daha da nemlisi, yedek lamba ya da jel gerekmez.

Yz iin ekstra gvenlik



Ekstra entegre ışık filtresiyle donatılmıř olan hassas blge bařlıđı; dudak st, ene ve favorilerde gvenli ve kolay uygulama sađlar. Ayrıca kol altı ve bikini blgesi gibi vcudun hassas blgelerinde ve eriřilmesi zor blgelerde kullanılabilir.

Teknik zellikler

Gç

Gerilim: 100-240 V

Servis

Garanti: Dnya apında 2 yıl garanti

Teknik zellikler

High performance lamp: 100.000'den fazla ışık darbesi

Uygulama alanları

Vcut alanları: Bacaklar, Kann, Bikini blgesi, Koltuk altları, Kollar

Yz alanları: ene, Favoriler, Dudak st

Başlıklar

Hassas blge başlığı (2 cm2): Yzde gvenli uygulama iin

Vcut başlığı(4cm2): Boyun altında kullanım iin

Dahil olan rnler

Şarj cihazı: Voltaj ayarlı şarj cihazı

Kullanım iin talimatlar: Hızlı Başlangı Kılavuzu, Kullanım kılavuzu

Depolama: Kese

Gç

Şarj sresi: 100 dk

alıřma sresi: Minimum 370 ışık atışı

Gvenlik ve deėiřtirilebilir ayarlar

Entegre UV filtresi: Cildi UV ışınlarına karřı korur

5 ışık enerjisi ayarı: Cilt tipinize gre

ayarlanabilir

Entegre gvenlik sistemi: İstenmeyen atışları nler

Uygulama sresi

Alt bacak: 8 dk

Armpit: 1 dk

Bikini line: 1 dk

Yz alanları: 1 dk

Uygulama modu

Slayt ve Flash: Kolay uygulama iin

Adım Adım Uygula: Kıvrımlı blgelerde uygulama iin

Kablolu / kablosuz kullanım: Kablosuz

