

PHILIPS

AVENT

Подвійний набір для
зціджування

SCF308/02



Натхненний природою

Зціджуйте більше. Зберігайте з легкістю

Частини молоковідсмоктувача для індивідуального використання з подвійним електричним молоковідсмоктувачем Philips Avent.

Переваги та характеристики:

- Надзвичайно зручні та ефективні
- Частини молоковідсмоктувача для індивідуального використання з подвійним електричним молоковідсмоктувачем

Стимулювання та зціджування

- Ніжні масажні подушечки створюють природний відтік молока, як при смоктанні дитиною
- Лагідний вакуум імітує смоктання дитини і забезпечує безперервний потік молока

Основні особливості

Легідний вакуум

Легідний вакуум імітує смоктання дитини, створюючи безперервний потік молока, який потребує меншого відсмоктання.

Запатентовані масажні подушечки



П'ять м'яких пелюстків-масажерів делікатно вигинаються вперед і назад, доповнюючи надійну роботу вакууму. Це призначено для стимулювання швидкого, природного потоку молока.

Частини молоковідсмоктувача для індивідуального використання

Лійки цього подвійного набору для зціджування сумісні лише з подвійним електричним молоковідсмоктувачем, що пов'язано з різними клапанами та закритою мембраною. Подвійний набір для зціджування не підійде для ручного або одинарного електричного молоковідсмоктувача.

Ніжні масажні подушечки



Запатентовані масажні насадки молоковідсмоктувача Philips Avent вигинаються вперед і назад, імітуючи смоктання дитини, що допомагає стимулювати швидкий природний відтік молока.

Специфікації

Країна походження

Великобританія

Етап: 0–6 місяців

У комплекті:

Кришка до контейнера для зберігання молока:

5 pcs

Контейнер для зберігання (240 мл): 5 pcs

У комплекті:

Частини молоковідсмоктувача для індивідуального використання: 2 pcs

