

PHILIPS



AVENT

Set de termómetros
digitales para bebés

SCH540/00

Confiable y preciso

Combinación de termómetro digital y chupete

Mida la temperatura de su bebé sin molestarlo. El termómetro de chupete SCH540/00 utiliza el mismo protector y la misma tetina que el chupete Avent Freeflow para lograr una fácil transición entre el chupete y el termómetro.

Comodidad para usted y su bebé

- Incluye un chupete Avent Freeflow

Lectura digital de la temperatura, rápida y confiable

- Clara visualización de las medidas en pantalla e indicador de estado de la batería
- Indicador de batería baja

Comodidad para su bebé

- Termómetro digital con punta suave y flexible
- Elija el método de medición de temperatura que mejor se adapte a su bebé
- Termómetro de chupete especialmente diseñado

Destacados

Clara visualización de las medidas en la pantalla

Clara visualización de las medidas en pantalla e indicador de estado de la batería

Chupete Avent Freeflow

El bebé se adapta fácilmente a la forma.

Indicador de batería baja

Indicador de batería baja



Elija el método de medición

El termómetro Philips Avent le permite medir de forma precisa y cómoda la temperatura corporal de su bebé de forma oral, axial y rectal.

Termómetro digital con punta suave y flexible

Termómetro digital con punta suave y flexible

Termómetro de chupete especialmente diseñado

Facilita la transición del chupete al termómetro.

Especificaciones

País de origen

Hecho en China: Termómetros, Sí

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses, 6 a 12 meses

Potencia

Tiempo de funcionamiento con batería:

>100 hour(s)

Tipo de batería: LR41

Número de pilas: 1 por termómetro

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura en funcionamiento:

32-42,9 °C

Accesorios

Manual del usuario

Especificaciones técnicas

Precisión: 35-42 +/- 0,1 °C

Tiempo de medición: 10 segundos

±3 segundos en el agua (durante el baño),

25 segundos ±10 segundos por vía oral o

rectal, 60 segundos ±10 segundos en la axila

País de origen

Hecho en Inglaterra: Chupetes, Sí

Cómodas funciones

Desconexión automática

Comodidad

Punta flexible

Adecuado para recién nacidos

Clara visualización de las medidas

Indicador de estado de la batería

