

PHILIPS

AVENT

Esterilizador a vapor
para microondas

SCF271/06



Ultra rápido y cómodo

Esteriliza 6 mamaderas en 2 minutos*

El esterilizador a vapor para microondas Philips Avent con diseño liviano y compacto es ideal para usar dentro y fuera de casa. Si no se abre la tapa, el contenido se mantiene esterilizado durante 24 horas.

Ultra rápido y fácil de usar

- Sólo agregue agua, cargue y coloque en el microondas

Compacto y liviano

- Ideal para viajes. Apto para la mayoría de los microondas.

Seguro y fácil de usar

- Si no se levanta la tapa, el contenido se mantiene esterilizado durante 24 horas.

Seguro y fácil de usar

- Los sujetadores laterales cierran la tapa para evitar desbordes

Gran capacidad

- Permite esterilizar hasta seis mamaderas Philips Avent

Destacados

Esterilización con vapor

La esterilización es fundamental para proteger a su bebé de algunas bacterias nocivas en la leche hasta que su sistema inmune se fortalezca. El esterilizador Philips Avent utiliza el método de esterilización con vapor de los hospitales: una técnica rápida, fácil, eficaz y sin químicos.

Los sujetadores fijan la tapa



El esterilizador para microondas tiene sujetadores laterales que ofrecen más seguridad porque mantienen la tapa en su lugar y evitan que se derrame agua caliente al sacar el esterilizador del microondas. Además, se mantienen fríos para que pueda tocar el esterilizador sin quemarse.

Mantiene el contenido esterilizado



Si no se levanta la tapa, el contenido se mantiene esterilizado durante 24 horas.

Ideal para viajes



El esterilizador para microondas Philips Avent puede utilizarse en casi todos los microondas del mercado. Su tamaño compacto lo hace ideal para llevar de viaje y siempre tener mamaderas esterilizadas. Ahora, puede disfrutar de viajes cortos o de largas vacaciones sin preocuparse. Además, es ideal como esterilizador adicional para la casa de los abuelos. Dimensiones: 166 (altura), 280 (ancho), 280 (largo) mm.

Permite esterilizar hasta seis mamaderas Philips Avent



A pesar de su tamaño compacto, este esterilizador de microondas es el único diseñado para esterilizar hasta seis mamaderas Philips Avent al mismo tiempo. La mayoría de los esterilizadores para microondas tienen capacidad para solo cuatro mamaderas, pero el esterilizador Philips Avent puede limpiar más mamaderas de una sola vez. Además, puede esterilizar extractores de leche.

Sólo agregue agua



Sólo agregue agua, cargue y coloque en el microondas durante 2 minutos. La cantidad de tiempo exacta del ciclo dependerá del voltaje del microondas: 2 minutos para 1100-1850 W, 4 minutos para 850-1000 W, 6 minutos para 500-850 W.

Especificaciones

País de origen

England

Fases de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

Qué incluye

Tetina extra blanda con flujo para recién nacidos: 1 pcs

Tetina de flujo lento extrasuave: 1 pcs

Peso y dimensiones

Weight: 740 g

Dimensions: 166 (Al), 280 (An), 280 (Pr) mm

Qué incluye

Microwave steam sterilizer: 1 pcs

Tongs: 1 pcs

Biberón Airflex (260 ml): 1 pcs

Mamadera Airflex (125 ml): 1 pcs

Chupete para recién nacidos: 1 pcs

