

# PHILIPS

Elektromos  
mellszívó

ISIS

Táskás mellszívó készlet

SCF292/15



## Az Ön kényelme érdekében

A természet ihlette

Egyedülálló mellszívónkat elektronikus memóriával láttuk el, amely megjegyzi az Ön egyéni fejesi ritmusát és folytatja azt.

### **Előnyök és funkciók:**

- Megjegyzi és folytatja az Ön pumpálási ritmusát
- Hőszigetelt táskával és zselés jégakkukkal

### **Segítségével hosszabb ideig szoptathat**

- Több tej, természetesen

### **Stimulálva feji le az anyatejet**

- A masszázspárna a baba szopási mechanizmusát utánozva stimulálja a tej kiürülését
- A gyengéd vákuum a baba szopási mechanizmusát utánozva biztosítja a tej kiürülését.

### **3 használati mód**

- Hálózati, elemes vagy kézi működtetés

# Fénypontok

## Megjegyzi és folytatja az Ön pumpálási ritmusát

Az elektronikus memória egyetlen gombnyomásra megjegyzi és folytatja az Ön egyéni fejési ritmusát.

## Hőszigetelt táskával és zselés jégakkukkal



Minden, amire szüksége van a tejtermelés fenntartásához, a fejéshez és az anyatej tárolásához akkor is, ha gyermekétől távol van.

## Hálózati, elemes vagy kézi működés

Az elektronikus mellszívó nem csak hálózatról, hanem elemről is működtethető, valamint a nagyobb rugalmasság érdekében kézi mellszívóként is használhatja.

## Puha masszázspárnák



A Philips Avent mellszívó szabadalmaztatott masszázspárnájának rugalmas összehúzódása a baba szopási mechanizmusát utánozza, és a gyors, természetes tejkürülést kívánja elősegíteni.

## Gyengéd vákuumos szívóhatás

A gyengéd vákuumos szívóhatás a baba szopási mechanizmusát utánozva, kevesebb pumpálással biztosítja a hatékony tejáramlást.

## Több tej, természetesen



A mellszívó lehetővé teszi, hogy gyermeke élvezhesse az anyatej előnyeit akkor is, ha Ön nincs a közelében.

# Műszaki adatok

## Energiaellátás

Voltage: 100 – 240 V

## Származási hely

Anglia

## A következőt tartalmazza:

Extra soft newborn flow nipple: 1 db

akkumulátor: 1 db

Anyatejtároló (125 ml): 2 db

Üvegtartó/harangvédő: 1 db

ISIS iQ UNO elektronikus mellszívó: 1 db

Zselés jégakku: 2 db

Pótalkatrészek: 1 db

Alkatrészek kézi fejéshez, amikor elektromos használat nem lehetséges: 1

Hálózati tápkábel: 1 db

