

PHILIPS

AVENT

Tire-lait
électronique double



SCF304/02



Conçu pour le confort

Inspiré par la nature

Notre modèle exclusif de tire-lait sans BPA est doté d'une mémoire électronique qui vous laisse le contrôle en mémorisant vos paramètres et en les reproduisant pour vous.

Avantages et caractéristiques :

- Confort et efficacité maximum
- Contrôle du bout des doigts
- Contrôle de la vitesse, de l'aspiration et du rythme. Pas de pré réglage.
- Simple, silencieux et portatif
- Plus de lait, plus rapidement

Stimule et permet de recueillir le lait

- Les alvéoles du coussin masseur souple stimulent l'écoulement naturel du lait
- L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé pour un débit de lait régulier

Caractéristiques

Aspiration douce

L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé et crée un débit de lait régulier qui demande moins d'effort.

Coussin masseur souple

Les alvéoles du coussin masseur breveté du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent pour reproduire les mouvements de la tétée et permettre de stimuler l'écoulement rapide et naturel du lait.

Vous avez le contrôle à tout moment

Contrôlez précisément la vitesse, le rythme et la puissance d'aspiration du tire-lait : vous pouvez même le régler pour reproduire l'effet de succion exact de votre propre bébé.

Touche de commande intuitive

Toutes les commandes du tire-lait sont à portée de main et contrôlées du bout des doigts. Vous pouvez donc modifier vos réglages instantanément et intuitivement sans avoir à vous déplacer.

Coussin masseur breveté

Les cinq alvéoles du coussin masseur se gonflent et se dégonflent avec simultanément une aspiration efficace, ce qui entraîne un écoulement naturel du lait.

Plus de lait, plus rapidement

Extraire le lait des deux seins augmente la production de lait. Le tire-lait électronique double est le seul tire-lait conçu pour maintenir le même niveau d'aspiration et le même comportement pour les deux unités, d'où la garantie d'une utilisation optimale.

Simple, silencieux et portable

Simple, silencieux et portable

Spécifications

Étapes de développement

Étape: 0 à 6 mois

Pays d'origine

England

Alimentation

Voltage: 100 - 240 V

Éléments inclus

Pot de conservation pour lait maternel (125 ml): 2 pcs

Inclus

Bottle stand/funnel cover: 4 pcs

Extra soft newborn flow nipple: 2 pcs

Sealing disc for milk storage: 2 pcs

Cool pack: 4 pcs

Newborn nipple travel pack: 2 pcs

Spare parts: 1 pcs

Inclus

Tire-lait électronique double: 1 pcs

Microfiber travel bag: 1 pcs

Thinsulate™ carrier: 2 pcs

