

PHILIPS

AVENT

Tetina Natural

Dos piezas

Flujo lento

1m+

SCF652/27



La manera natural de alimentación con mamadera

Tetina Avent con diseño de pétalo

Nuestra nueva tetina ayuda a hacer más natural la alimentación por mamadera, para su bebé y para usted. La tetina tiene un innovador diseño de pétalo que permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita combinar la alimentación de pecho y mamadera de su bebé.

0% BPA (sin bisfenol A)

- Tetina sin BPA

Lactancia materna y alimentación con biberón, fáciles de combinar

- Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Una alimentación más cómoda y agradable para el bebé

- Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Expulsa el aire de la barriguita del bebé

- Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Otras ventajas

- Niveles de flujo diferentes para una alimentación más cómoda
- Compatible con biberón Natural de Philips Avent


Destacados

Sujeción natural



La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.

Pétalos que otorgan comodidad única



Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.

Válvula anticólicos avanzada



El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.

Sin BPA



Esta tetina está fabricada con silicona, un material sin BPA (conforme a la Directiva 2011/8/UE de la UE)

Niveles de flujo diferentes

Philips Avent ofrece cuatro niveles de flujo distintos acordes al ritmo de crecimiento del bebé. Recuerde que las indicaciones de edad son aproximadas, puesto que los bebés crecen a diferentes ritmos. Philips Avent ofrece la tetina de flujo recién nacido con 1 agujero (0m+), la tetina de flujo lento con 2 agujeros (1m+), la tetina de flujo medio con 3 agujeros (3m+) y la tetina de flujo rápido con 4 agujeros (6m+). Todas las tetinas están disponibles en paquetes de dos.

Compatible con biberón Natural

Le aconsejamos que utilice las tetinas Natural solo con los biberones Natural.

Especificaciones

Diseño

Diseño de la tetina: Tetina con forma de pecho, Exclusivos y cómodos pétalos, Extragrande

Material

Tetina: Silicona, Sin BPA*

Qué incluye

Tetina de flujo lento suave: 2 uds

Tetina

Velocidad de flujo: Flujo lento

Meses: 1m+

Orificios: 2 orificios

Funciones

Válvula anticólicos: Sistema anticólicos avanzado

Enganche: Fácil combinación del pecho y el biberón, Enganche natural

Tetina: Exclusivos y cómodos pétalos, Tetina extrasuave y flexible

Etapas de desarrollo

Etapas: 0-6 meses

