

PHILIPS

AVENT

Set de termómetros
digitales para bebés

SCH540/00



Confiable y preciso

Combinación de termómetro digital y chupón.

Tome la temperatura de su bebé sin molestarlo. El termómetro de chupete SCH540/00 utiliza el mismo protector y la misma tetina que el chupete Avent Freeflow para medir la temperatura de su bebé con más facilidad.

Comodidad para usted y su bebé

- Incluye un chupón Avent Freeflow

Lectura digital de la temperatura, rápida y confiable

- Clara visualización de las medidas e indicadores de estado de la batería
- Indicador de batería baja

Comodidad para su bebé

- Termómetro digital con punta suave y flexible
- Elija el método de medición de temperatura que mejor se adapte a su bebé
- Termómetro de chupón especialmente diseñado

Destacados


Clara visualización de las medidas

Clara visualización de las medidas e indicadores de estado de la batería

Chupón Avent Freeflow

El bebé se acostumbra fácilmente a la forma.

Indicador de batería baja



Indicador de batería baja



Elija el método de medición

El termómetro Philips Avent mide con precisión y comodidad la temperatura de su bebé de manera oral, axilar o rectal.

Termómetro digital con punta suave y flexible

Termómetro digital con punta suave y flexible

Termómetro de chupón especialmente diseñado

Facilita la transición del chupón al termómetro.

Especificaciones

País de origen

Hecho en China: Termómetros, Y

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses, 6 a 12 meses

Energía

Tiempo de funcionamiento con batería:

>100 hour(s)

Tipo de batería: LR41

Número de baterías: 1 por termómetro

Especificaciones técnicas

Escala de temperatura de funcionamiento:

32-42,9 °C

Accesorios

Manual del usuario: Y

Especificaciones técnicas

Precisión: 35-42 +/- 0,1 °C

Tiempo de medición: 10 segundos ±3 segundos en agua (durante el baño), 25 segundos ±10 segundos por vía oral o rectal, 60 segundos ±10 segundos en la axila

Comodidad

Apagado automático: Y

País de origen

Hecho en Inglaterra: Chupones, Y

Comodidad

Punta flexible: Y

Ideal para recién nacidos: Y

Clara visualización de las medidas en pantalla: Y

Indicador del estado de la batería: Y

