

Masque naso-buccal

Amara View

Pack Confort - 3 tailles de coussin

1 harnais ajustable



HH1231

Vue dégagée

Offrant un champ de vision dégagé, le masque naso-buccal Amara View est équipé d'un coussin innovant situé sous le nez. Il a été conçu pour éviter les marques rouges, irritations et sensations de gêne au niveau de l'arête nasale.

Champ de vision dégagé

- Champ de vision plus large que celui offert par les autres masques du marché

Conception innovante

- Harnais avec sangle de tête
- Conception modulable à 4 éléments
- Conception innovante

Masque léger et compact

- Le masque naso-buccal le plus compact* et le plus léger** du marché


Points forts

Masque léger et compact



Plus compact et plus léger que les masques naso-buccaux classiques, le masque Amara View laisse le visage du patient plus dégagé. Il est en effet dépourvu d'armature ou de coussin volumineux susceptible d'obstruer le champ de vision.

Vision dégagée



Vous pouvez porter vos lunettes, lire, regarder la télévision, utiliser un ordinateur ou une tablette, en toute simplicité, avant de vous endormir.

Harnais avec sangle de tête



Harnais avec sangles en tissu doux et confortable. La sangle de tête permet un ajustement simple et rapide.

Conception modulaire à 4 éléments



Conception modulaire pour un assemblage et un nettoyage rapides, avec coussins interchangeables disponibles dans quatre tailles.

Coussin positionné sous le nez



Permet d'éviter les marques rouges, les irritations et les sensations de gêne au niveau de l'arête nasale

Caractéristiques

Conception innovante

Large champ de vision: Porter des lunettes, lire ou regarder la télévision

Spécificités

Pression de fonctionnement: 5 à 30 cmH₂O

Niveau de pression acoustique: 24,2 dBA

Nombre d'éléments: Quatre

Matériau du coussin: Silicone

Matériau du harnais: Mélange UBL/maille

Instructions de nettoyage : masque: Rincer abondamment, sécher à l'air libre

Nettoyage : harnais, circuit: Laver à la main avec un détergent doux, Rincer abondamment, suspendre à l'air libre

Matériau du circuit/des attaches du harnais:

Élastomère de polyester thermoplastique

Matériau du système de libération rapide:

Polyoxyméthylène (acétal)

Matériau du conduit/du coude/du système de pivotement: Polycarbonate

Utilisation prévue

À utiliser sur des patients <gt/> 30 kg: ayant une prescription de traitement par PPC

Contre-indications :

Mauvais réflexe de toux: déficience du sphincter cardiaque

Chirurgie oculaire récente, yeux secs,: hernie hiatale, reflux importants

Entretien

Garantie: 90 jours

* Tests internes : données archivées

* **N'inclut pas le circuit de déconnexion rapide Amara View

* Avertissement: Certains dispositifs médicaux risquent d'être affectés par les champs magnétiques. Il est nécessaire de maintenir une distance d'au moins 50 mm entre les fixations magnétiques de ce masque et tout dispositif médical actif, en portant une attention particulière aux dispositifs implantés tels que les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs et les implants cochléaires. Ne pas utiliser ce dispositif dans un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ou à proximité d'un tel équipement.

* Amara View est un masque naso-buccal à contact minimal fabriqué par Philips et destiné à servir d'interface pour l'application d'un traitement par PPC ou à deux niveaux de pression au cours d'un traitement contre l'insuffisance respiratoire ou l'apnée obstructive du sommeil. Ce dispositif de classe IIa est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation le marquage CE dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV SÜD Product Service GmbH (0123). Lire attentivement le manuel de l'utilisateur fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité. Mise à jour: avril 2023

