

PHILIPS

AVENT

Tetine moi

Peste 6 luni

SCF246/00



Tetine moi

Vârf moale pentru trecere ușoară de la biberon la ceașcă

Vârfurile moi Philips Avent SCF246/11 sunt concepute pentru gingii delicate și reprezintă primul pas ideal de la alăptare sau biberon la ceașcă. Cu supapă fără vărsare, ușor de curățat și cu sorbire ușoară.

Primul pas către băutul din cană

- Delicat cu gingiile

Confort total

- Compatibilă cu biberonele și cănila Philips Avent

Controlează curgerea pentru a evita vărsarea

- Supapă patentată fără vărsare

Repere

Tetină moale

Vârful moale este delicat cu gingiile.

Supapă patentată fără vărsare

Sorbire ușoară și simplu de curățat

Compatibilitate cu gama Philips Avent

Toate biberoanele și cănila Philips Avent sunt compatibile, mai puțin biberoanele din sticlă și cănila „Sunt mare”/„Prima mea cană de copil mare”. Poți combina și potrivi așadar piesele pentru a crea cana perfectă, care să se potrivească nevoilor individuale de dezvoltare ale copilului tău.

Specificații

Țara de origine

China

Include

Tetină moale: 2 pcs

Etape de dezvoltare

Fază: Peste 6 luni

Greutate și dimensiuni

Dimensiuni nete produs (fără accesorii): 50 (A) x 50 (I) x 60 (I) mm

Dimensiune cutie: 52 (A) x 83 (I) x 135 (I) mm

Greutate și dimensiuni

Greutate produs: 0,036 kg

