

Philips Philips Avent
Milchpumpenventil

Milchpumpen
Weiß

CP9287/01



Zur Weiterleitung der Muttermilch von der Pumpe in die Flasche

Informationen zur Kompatibilität siehe unten

Dieses Ventil behält den Unterdruck bei, den die Milchpumpe benötigt, um Muttermilch von der Pumpe in die Flasche zu leiten. Um für die ordnungsgemäße Funktion der Pumpe zu sorgen, halten Sie das Ventil in einem einwandfreien Zustand.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

PHILIPS

Daten

Austauschbare Teile

- Eignet sich für die Produkttypen: SCF393 SCF394 SCF395 SCF396 SCF397 SCF398 SCF430 SCF441

Austauschbare Teile

- Eignet sich für die Produkttypen: SCD292 SCF330 SCF332 SCF334 SCF335 SCF338 SCF391 SCF392

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum
2023-11-06

Version: 5.5.1

EAN: 87 10103 62259 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com