

# PHILIPS

Masque naso-buccal  
avec coussin sous le nez


Philips Respironics  
Amara View

Masque naso-buccal

Coussin positionné sous le nez

Design avec connexion avant du  
circuit

Disponible en plusieurs tailles



HH1232/02

## Vue dégagée

Grâce à son coussin positionné sous le nez, le masque Amara View prévient les marques rouges, les irritations et les sensations de gêne au niveau de l'arête nasale. Ce masque naso-buccal avec connexion avant du circuit permet aux utilisateurs de porter leurs lunettes, de lire ou de regarder la télévision avant le coucher.

### Large champ de vision

- Large champ de vision
- Retrait pratique et rapide

### Facile à utiliser

- Facile à utiliser

### Design innovant et confortable

- Design innovant et confortable


## Points forts

### Large champ de vision



Sans armature ni coussin encombrants, le visage reste dégagé pour porter des lunettes, lire ou regarder la télévision avant le coucher en toute sérénité.

### Design innovant et confortable



Grâce à son coussin positionné sous le nez, le masque Amara View prévient les marques rouges, les irritations et les sensations de gêne


au niveau de l'arête nasale ressenties par de nombreux patients utilisant un masque naso-buccal traditionnel.

### Retrait pratique et rapide



Le circuit à retrait rapide facilite le retrait lorsque vous vous levez la nuit.

### Facile à utiliser



Le masque Amara View est simple d'utilisation grâce à son armature modulable qui s'adapte à toutes les tailles de coussin.

## Caractéristiques

### Conception innovante

**Large champ de vision:** Porter des lunettes, lire ou regarder la télévision

### Spécificités

**Instructions de nettoyage : masque:** Rincer abondamment, sécher à l'air libre

**Nettoyage : harnais, circuit:** Laver à la main avec un détergent doux, Rincer abondamment, suspendre à l'air libre

### Utilisation prévue

À utiliser sur des patients <math>< 30\text{ kg}></math> ayant une prescription de traitement par PPC

### Contre-indications :

**Mauvais réflexe de toux:** déficience du sphincter cardiaque

**Chirurgie oculaire récente, yeux secs;** hernie hiatale, reflux importants



\*\* Ce masque contient des aimants susceptibles d'interférer avec certains implants ou dispositifs médicaux. Consultez notre page d'informations pour en savoir plus sur les masques contenant des aimants, et prendre connaissance des contre-indications et avertissements.

\* En France, l'objet du remboursement par le Régime de l'Assurance Maladie concerne une prestation complète. L'achat seul d'un produit n'est pas remboursé. La prestation complète prise en charge pour le traitement par PPC comprend la fourniture du matériel (PPC, masque) ainsi que les prestations techniques et administratives associées.

\* DreamWisp et Wisp masques nasaux à contact minimal, Amara View masque naso-buccal à contact minimal, et DreamWear gamme de masques à contact minimal, sont des masques fabriqués par Philips et destinés à servir d'interface pour l'application d'un traitement par PPC ou à deux niveaux de pression au cours d'un traitement contre l'insuffisance respiratoire ou le syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS). Ces dispositifs de classe IIa sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation le marquage CE dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV SÜD Product Service GmbH (0123). Lire attentivement le manuel de l'utilisateur fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité. Date de mise à jour : 01/10/2019.