

PHILIPS

Gelkissen Maske

DreamWear

Standard-Maskenrahmen &
3 Kissen

Freie Sicht & Bewegungsfreiheit



HH1124



Als wäre sie gar nicht da.*

Das innovative Design von DreamWear Gelkissen ermöglicht es Patienten, ihre liebste Schlafposition einzunehmen.

Freies Sichtfeld

- Das offene Design lässt ein extrem weites Sichtfeld frei.

Innovatives Design

- Stabilität die ganze Nacht lang

Innovatives Design

- Schlauchanschluss auf dem Kopf
- Maskenkissen mit Gelkissen
- Modulares Design
- Unterstützt Ihre Schlaftherapie

Komfortables Design

- Einfache Anpassung
- Schlankes Kopfband
- Weiche Stoffpolster
- Weicher, flexibler Rahmen

Besonderheiten

Einfache Anpassung



Wählen Sie das Maskenkissen so aus, dass die blauen Gelböden des Maskenkissens bequem und ohne Zwischenräume unter der Nase sitzen. Nur die weiche Silikonspitze sollte sich innerhalb Ihrer Nasenlöcher befinden. Drücken Sie die blauen Gelböden nicht in die Nasenlöcher.

Schlafen, wie Sie es möchten



Dank der Platzierung des Schlauches oben am Kopf bieten DreamWear Gelkissen nachts mehr Bewegungsfreiheit. Benutzer gaben an, dass sie mit DreamWear Gelkissen eine beliebige Schlafposition einnehmen konnten.

Maskenkissen mit Gelkissen



Angenehmer im Gesicht, an der Nase und in den Nasenlöchern. Benutzer bewerteten die DreamWear Gelkissen als wesentlich komfortabler im Vergleich zu ihrer bisher genutzten Schlaftherapiemaske.

Stabilität und Komfort

Das innovativ gestaltete DreamWear 1.5 Kopfband mit seitlichen Bügeln sorgt im Schlaf für zusätzliche Stabilität und wirkt so einem Verrutschen entgegen. Die seitlichen Bügel


des Kopfbandes erfüllen die gleiche Funktion wie die Bügel einer Brille und tragen dazu bei, dass Bewegungen von Maske und Kopfband während des Gebrauchs minimiert werden. Und das lässt sich konkret belegen. 85% der Benutzer von DreamWear Gelkissenmasken¹ und 88% der Benutzer von DreamWear Nasenmasken² fanden unsere Masken mit dem überarbeiteten Kopfband stabiler als mit dem originalen Kopfband.

Modulares Design



Modulares Design für eine schnelle Zusammensetzung und Reinigung mit austauschbaren Gelkissen und Nasenkissen.

Schlankes Kopfband



DreamWear vereint Komfort mit Ästhetik – die diskrete Maske ist kaum zu spüren. Benutzer berichteten, dass sie mit der DreamWear Gelkissen-Maske dem Gefühl, überhaupt keine Maske zu tragen, deutlich näher kommen als mit der ihnen verschriebenen Maske.

Weiche Stoffpolster




Für ein angenehmes Tragegefühl auf der Wange.

Weicher, flexibler Rahmen




Das flexible Material, durch das die Luft strömt, liegt sanft auf der Haut auf und bietet ein angenehmes Tragegefühl.

Freies Sichtfeld



Problemlos können Sie so Ihre Brille tragen, im Bett lesen, fernsehen oder Ihren Computer oder Ihr Tablet nutzen, bevor Sie einschlafen.

Unterstützt Ihre Schlaftherapie



Mit DreamWear haben Sie die Möglichkeit, das Maskenkissen auszuwählen, mit dem Sie sich am wohlsten fühlen und das Ihnen Bewegungsfreiheit und eine bessere Schlafqualität ermöglicht.

Daten

Lieferumfang

Include: Small Cushion, Medium Cushion, Large Cushion, Medium Frame

Verwendungszweck

Für Patienten <gt/> 30 kg: with CPAP prescription

Produktangaben

Materials: Nylon, Polyurethane foam, Polycarbonate, Polyester, Polyurethane gel, Silicone, Spandex

Warranty: 90 days

Operating pressure: 4 to 20 cmH2O

Sound level: 18 dBA

Number of parts: 5

Reinigung: Kopfband, Schlauch

Hand wash with mild detergent: Rinse thoroughly, hang to dry¹

Reinigung: Maske

Hand wash with mild detergent: Rinse thoroughly, air dry¹

Austausch

Inspect daily for wear: Bei ersten Anzeichen von Verschleiß ersetzen

