

PHILIPS



Urządzenie IPL do
depilacji światłem

Lumea IPL 7000
Series

Do stosowania na twarzy i ciele

3 nasadki: do ciała, twarzy i okolic
bikini

> 250 000 błysków światła

Działanie sieciowe



SC1998/00

Doskonałe rezultaty i jakość

Ciesz się wydepilowaną gładką skórą przez 12 miesięcy*

Ciesz się gładką skórą bez zbędnych włosków dzięki naszemu urządzeniu do depilacji światłem Lumea IPL serii 7000. Dzięki nasadkom przeznaczonym do każdej partii ciała zabiegi są delikatne, a zarazem pozwalają skutecznie pozbyć się niechcianych włosów.

Delikatność i skuteczność zapewniające długotrwałą gładkość skóry

- Szybkie rezultaty z zabiegami tylko co 2 tygodnie
- Stworzone wspólnie z dermatologami dla bezpiecznej i delikatnej depilacji
- Wyjątkowo długi przewód zapewniający wygodę w trakcie zabiegu

Jedno rozwiązanie do depilacji zarówno twarzy, jak i całego ciała

- Jedno rozwiązanie do depilacji zarówno twarzy, jak i całego ciała z trzema nasadkami
- Odpowiednie dla szerokiej gamy tonacji skóry i koloru włosów

Spersonalizowany zabieg depilacji IPL

- Czujnik odcienia skóry i pięć ustawień intensywności
- Zoptymalizuj swoje zabiegi za pomocą aplikacji Philips Lumea IPL

Dane techniczne

Nasadki – dane techniczne

Nasadka do ciała: Rozmiar okienka: 4,0 cm², Depilacja całego ciała: nogi, ramiona, brzuch i pachy

Nasadka do twarzy: Rozmiar okienka: 2 cm², dodatkowy filtr, Depilacja twarzy: górna warga, policzki, linia szczęki

Nasadka do okolic bikini: Rozmiar okienka: 2 cm², Depilacja okolic bikini

Bezpieczeństwo i konfigurowalne ustawienia

Wbudowany filtr UV: Ochrona skóry przed promieniami UV

Pięć ustawień energii światła: Możliwość dostosowania do typu skóry

Wbudowany system bezpieczeństwa: Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwalaniem błysków

Tryb aplikacji

Tryb przesunięcia i błysku: Do szybkiego zastosowania

Tryb przyłożenia i błysku: Do użycia na małych obszarach ciała

Obsługa przewodowa/bezprzewodowa: Działanie sieciowe

Zasilanie

Działanie sieciowe

Dane techniczne

Wysokowydajna lampa: Dostarcza 250 000 błysków, co odpowiada 20 latom eksploatacji lampy**

Napięcie: 100–240 V

Wyposażenie dodatkowe

Nasadka do ciała (4 cm²): Do użytku w miejscach poniżej linii szyi

Nasadka do twarzy (2 cm²): Do użytku w

miejscach poniżej oczu

Nasadka do okolic bikini (2 cm²): Do specjalnych zabiegów w okolicach bikini

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia gwarancja obowiązująca na całym świecie + dodatkowy rok gwarancji po rejestracji produktu w ciągu 90 dni

Elementy wchodzące w skład zestawu

Instrukcja obsługi: Instrukcja obsługi

Przechowywanie: Etui

Adapter: 24 V / 1500 mA

Akcesorium: Szmata do czyszczenia

Czas zabiegu

Okolice bikini: 4 min

Podudzie: 15 min

Okolica pod pachami: 2,5 min

Linia bikini: 4 min

Obszary twarzy: 2 min



* Mediana redukcji owłosienia po 12 zabiegach: 82% na łydkach

** Przy przestrzeganiu harmonogramu zabiegów. Obliczono w przypadku stosowania na łydkach, w okolicach bikini, pod pachami i na twarzy; żywotność lampy nie rozszerza 2-letniej gwarancji firmy Philips.