

PHILIPS

Systém odstraňování
chloupků IPL

Lumea

Pouze pro použití na těle

15 minut na úpravu dolních částí
nohou

Životnost >100 000
světelných pulzů

Bezdrátové provedení



Product Picture

SC2004/11



Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků pro hladkou pokožku doma

Systém Philips Lumea IPL je nejefektivnější bezdrátové řešení IPL. Umí hotové zázraky, pokud jde o zabránění dorůstání chloupků na těle. Pravidelně aplikované jemné světelné impulzy udrží hedvábně hladkou pokožku každý den.

Dlouhotrvající hladkost

- Radujte se z hladké pokožky každý den
- Účinné bez námahy

Odstraňování chloupků pomocí technologie IPL

- Přizpůsobeno bezpečnému použití v pohodlí domova
- Vhodné pro širokou škálu typů chloupků i pokožky

Jemný a účinný i na citlivé pokožce

- Větší nástavec na tělo umožňuje rychlé ošetření
- Režimy posouvání a záblesku pro pohodlnější aplikaci
- Bezpečné a efektivní i na citlivých partiích
- Pět nastavitelných stupňů světla pro různé energetické nastavení

Maximální volnost, minimální námaha

- Pohodlný provoz bez kabelu
- Žádné výměnné díly, žádné skryté náklady

Přednosti

Dlouhotrvající hladkost



Systém Philips Lumea aplikuje na kořínky chloupku jemné světelné pulzy. Chloupek následně odpadne a zabrání se jeho opakovanému růstu. Pravidelným opakováním tohoto postupu dosáhnete toho, že bude vaše pokožka každý den hladká.

Účinné bez námahy



Naše klinické studie prokázaly významné omezení růstu chloupků po pouhých čtyřech ošetřeních po dvou týdnech, jejich následkem byla pokožka hladká a bez chloupků. Pokud chcete tyto výsledky udržet, stačí ošetření opakovat podle potřeby. Doba mezi ošetřeními se může lišit na základě individuální doby dorůstání chloupků.

Technologie IPL



Systém Philips Lumea využívá inovativní technologii na bázi světla nazvanou IPL (Intense Pulsed Light), která je odvozena od technologie využívané v profesionálních salonech krásy. Společnost Philips tuto technologii přizpůsobila pro bezpečné a efektivní použití v pohodlí domova. Společnost Philips úzce spolupracovala s předními dermatology a vyvinula přelomový systém

odstranění chloupků. Po více než 10 let jsme prováděli rozsáhlý spotřebitelský průzkum za účasti více než 2 000 žen.

Vhodné typy chloupků i pokožek

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dark brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dark blond	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Light blond	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Red	✗	✗	✗	✗	✗	✗
White/grey	✗	✗	✗	✗	✗	✗

● This product is suitable for you to use ☐ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

Systém Philips Lumea je účinný na chloupkách barvy (přirozeně) tmavé blond, hnědé a černé. Stejně jako u jiných ošetření na této bázi NENÍ systém Philips Lumea efektivní u chloupků zrzavých, světle blond nebo bílých/šedivých. Systém Philips Lumea rovněž NENÍ vhodný pro velmi tmavou pokožku.

Pět nastavení energie světla



Systém Philips Lumea má pět nastavitelných stupňů světelné energie, které zajistí jemné, ale účinné ošetření. Při správném použití je ošetření IPL systémem Philips Lumea bezpečné a jemné a lze je aplikovat i na citlivou pokožku a choulostivé tělesné partie.

Oblasti aplikace



Můžete bez obav použít k odstranění chloupků na tělesných partiích pod linií krku: na nohy, podpaží, oblast bikin, paže a břicho.

Pohodlný provoz bez kabelu



Jedinečný design systému Lumea bez kabelu je skvělý pro maximální dosah a snadné použití.

Nepotřebujete výměnné díly




Systém Philips Lumea představuje kompletní řešení dodávané tak, aby byl ihned připraven k použití. Ještě zajímavější je, že nepotřebujete žádné náhradní lampy ani gely.

Rychlé ošetření nohou



Větší nástavec na tělo pro rychlé ošetření větších ploch, jako jsou nohy.

Režim posouvání a režim záblesku



Hlavní režim aplikace umožňuje posuvný pohyb pro pohodlnější a nepřerušovanou aplikaci.

Specifikace

Oblasti použití

Plochy těla: Nohy, Břicho, Bikiny, Podpažní jamky

Bezpečnost a upravitelná nastavení

Integrovaný UV filtr: Chrání pokožku před UV zářením

5 nastavení světelné energie: Nastavitelný podle typu pokožky

Integrovaný bezpečnostní systém: Zabránění nechtěným zábleskům

Režim aplikace

Posun a záblesk: Pro pohodlnou aplikaci

Krok a záblesk: Pro ošetření zakřivených oblastí

Použití s kabelem / bezdrátové: Bezdrátová

Výkon

Doba nabíjení: 100 min

Napětí: 100-240 V

Provozní doba: Minimálně 370 záblesků

Technické údaje

Vysoce výkonná lampa: Produkuje <gt/>100 000 záblesků

Nástavce

Nástavec na tělo (4 cm2): Pro použití pod linií krku

Servis

Záruka: Celosvětová záruka 2 roky

Včetně položek

Nabíječka: Nabíječka pro více druhů napětí

Návod k obsluze: Stručný návod, Uživatelská příručka

Skladování: Pouzdro

Doba aplikace

Holeň: 8 min

Podpaží: 1 minuta

Linie bikin: 1 minuta

