

PHILIPS

IPL szőrtelenítő
készülék

Lumea Precision
Plus

Testen, arcon, bikinivonalon
használandó

15 perc a lábszárak kezelésére

Élettartam <gt/>140 000
fényimpulzus

Vezeték nélküli kialakítás



SC2008/11



Az ideális megoldás a szőrszálak újranövekedésének megelőzésére sima bőr érdekében, otthon is

A Philips Lumea IPL rendszer a leghatékonyabb vezeték nélküli IPL-megoldás, amely lenyűgöző módon megakadályozza a szőrszálak újranövekedését az arcon és a testen. A rendszeresen alkalmazott gyengéd fényimpulzusoknak köszönhetően minden nap élvezheti bőre simaságát.

Hosszan tartó selymesség

- Élvezze mindennap bőre simaságát!
- Egyszerűen hatékony

Szőrtelenítés IPL technológiával

- Biztonságos használatra tervezve, otthona kényelmében
- Többféle szőrzet- és bőrtípushoz egyaránt

Kíméletes és hatékony a test, az arc és a bikinivonal bőrén


- Biztonságos és hatékony az érzékenyebb területeken is
- Nagyobb testszőrtelenítő tartozék a gyorsabb kezelés érdekében
- Arckezelő tartozék az arcszőrzet biztonságos kezeléséhez
- Tartozék a bikinivonal-környék szőreinek speciális kezeléséhez
- Öt állítható fényenergia-beállítás

Maximális szabadság, problémák nélkül

- Vezeték nélküli kényelem
- Nincs szükség cserealkatrészekre, nincsenek rejtett költségek

Fénypontok

Hosszan tartó selymesség



A Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat bocsát ki a szőrszál gyökeréhez. Ennek hatására a szőr természetes módon kihullik és az újránövekedése gátlódik. Ha rendszeresen megismétli a kezelést, a bőre mindennap sima lesz.

Egyszerűen hatékony



Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy alig négy, kéthetente végzett kezelés hatására jelentősen csökkent a szőrzet, sima bőrfelületet eredményezve. Az eredmények fenntartása érdekében egyszerűen ismételje meg a kezelést, ha szükséges. A kezelések közötti idő változhat a szőrszálak egyéni újránövekedésének üteme szerint.

IPL technológia



A Philips Lumea egy innovatív fényalapú technológiát, az IPL-t (intenzív pulzáló fény) alkalmazza, amelyet professzionális szépségszalonokban használt technológiából fejlesztettek ki. A Philips módosította ezt a technológiát, hogy Ön azt otthona kényelmében is biztonságosan és hatékonyan használhassa. A Philips a világ vezető

bőrgyógyászaival szorosan együttműködve fejlesztette ki ezt az áttörést hozó szőreltávolító rendszert. Több mint 10 éven keresztül átfogó fogyasztói kutatást végeztünk több mint 2000 nő segítségével.

Megfelelő szőrzet- és bőrtípusok

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Light blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Red	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
White/grey	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

⊗ This product is suitable for you to use ⊗ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

A Philips Lumea hatékony eredményeket ér el (természetes) sötét szőke, barna és fekete szőrzettípusokon. Ahogyan más fényalapú kezelések esetében is tapasztalható, a Philips Lumea NEM hatékony vörös, világos szőke és fehér/ősz szőrzeten alkalmazva. A Philips Lumea szintén NEM alkalmas nagyon sötét bőrtípusokhoz.

Alkalmazási területek



Nyugodtan használhatja az arc (felső ajak, áll és pajesz) és a test szőrtelenítésére (lábak, hónalj, bikinivonal, has és karok).

Gyors kezelés a lábakon



A nagyobb testszőrtelenítő tartozék gyorsabb kezelést tesz lehetővé az olyan nagyobb területeken, mint pl. a lábak.

Még nagyobb biztonság az arcon



Az arckezelő tartozék saját, egyedi tervezésű beépített fényszűrővel rendelkezik a felső ajak, áll és pajesz biztonságos és kényelmes kezeléséhez. Használható a test más érzékeny területein is, például a hónaljon és a nehezen elérhető területeken.

Bikini-vonal-formázó tartozék



Bikini-vonal-formázó tartozék, a bikini-vonal-környék szőreinek hatásos kezeléséhez. Az ezen a területen található szőrzet jellemzően erősebb és vastagabb a lábszőröknél.

Öt fényenergia-beállítás



A Philips Lumea öt állítható fényenergia-beállításának köszönhetően biztosított a gyengéd, ugyanakkor hatékony kezelés. Megfelelően alkalmazva a Philips Lumea IPL-kezelése biztonságos és gyengéd, még érzékeny bőrön és kényes területeken is.

Műszaki adatok

Alkalmazási területek

Testterületek: Láb, Kar, Has, Bikinivonal, Hónalj

Arc: Áll, Pajesz, Felső ajak

Biztonság és állítható beállítások

Beépített UV-szűrő: Védelmet nyújt a bőr számára az UV-sugaraktól

5 fényenergia-beállítás: Bőrtípushoz állítható

Beépített biztonsági rendszer: Véletlen villanás megakadályozása

Alkalmazás módja

Csúsztat és villant: Kényelmesen alkalmazható

Lép és villant: A hajlatok kezeléséhez

Vezetékes/vezeték nélküli használat: Vezeték nélküli

Energiaellátás

Töltési idő: 100 perc

Feszültség: 100–240 V

Működési idő: Minimum 370 villanás

Műszaki adatok

Nagy teljesítményű lámpa: Több mint 140 000 villanásra képes

Tartozékok

Testszőrtelenítő tartozék (4 cm²): A nyak alatti területeken való használatra

Bikinvonal-formázó tartozék (2 cm²): A bikinivonal szőrzetének speciális kezelése

Arckezelő tartozék (2 cm²): Az arc biztonságos kezeléséhez

Szerviz

Jótállás: Kétéves globális garancia

Tartozékok

Használati útmutató: Gyors üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv

Töltő: Többfeszültségű töltő

Tárolás: Védőtok

Alkalmazási idő

Alsó lábszár: 8 perc

Hónalj: 1 perc

Bikinvonal: 1 perc

Arc: 1 perc

