

PHILIPS

Épilateur à lumière pulsée

Lumea Advanced

Solution complète pour le corps

15 minutes pour les demi-jambes

Cordon pratique ultra-long

Cadeau : rasoir électrique 100% étanche



SC1993/04



Réduction à long terme de la pilosité, en douceur

L'épilateur Philips Lumea Advanced fait des merveilles pour éviter la repousse des poils. Lorsqu'il est utilisé régulièrement, ses légères impulsions lumineuses vous laissent la peau lisse jour après jour. En cadeau : un rasoir électrique 100 % étanche pour vous préparer aux séances d'épilation à la lumière pulsée.

Sûr, rapide et efficace sur le corps

- Pour le corps
- Large fenêtre pour une utilisation rapide
- Utilisation tout en douceur

Liberté absolue, contraintes minimales


- Aucune pièce de rechange, aucun coût supplémentaire
- Cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables

Une peau durablement lisse avec la technologie IPL Lumea

- Une peau douce et nette jour après jour
- L'efficacité sans effort
- Adapté pour une utilisation sûre et efficace chez vous
- Convient à de nombreux types de peau et de poils
- Avec rasoir électrique 100 % étanche

Points forts

Une peau douce et nette jour après jour



Philips Lumea envoie de légers flashes à la racine du poil réduisant graduellement votre pilosité naturelle. Répétez les séances pour garder une peau lisse et exempte de poils.

L'efficacité sans effort

Clinical results after treatment: **example 1 (leg)**



Clinical results after treatment: **example 2 (bikini line)**



Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances toutes les deux semaines. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement la séance lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre les séances dépend de votre repousse. - Pour agrandir cette image, cliquez dessus dans la galerie en haut de cette page.

Technologie de lumière intense pulsée



Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière pulsée, utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des experts de la peau renommés pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de

10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 2 000 utilisateurs.

Types de peau et de poils adaptés

Suitable body hair colours




Suitable skin tones




Philips Lumea Prestige est efficace, simple et sans danger sur de nombreux types de peau et de poils. Il fonctionne sur les poils naturellement blond foncé, bruns et noirs et sur les teints de peau allant de très blanc à marron foncé. Comme les autres épilateurs à lumière pulsée, Philips Lumea ne peut pas être utilisé sur les poils blancs/gris, blond clair ou roux, et n'est pas adapté aux peaux très foncées. Cela s'explique par le fait que cette technologie nécessite un contraste élevé entre la pigmentation des poils et celle de la peau.

Zones d'application



Parfaitement sûr pour toutes les zones du corps : jambes, aisselles, maillot, bras et ventre.

Embout pour le corps



Le grand embout pour le corps permet de flasher plus rapidement les zones étendues telles que les jambes.

Utilisation tout en douceur



Respecte votre peau.

Aucune pièce de rechange nécessaire



Philips Lumea est une solution complète, vendue prête à l'emploi, qui ne nécessite ni cartouche de remplacement, ni gel.

Édition Bonus



Obtenez un rasage au plus près sur les jambes et les autres zones du corps, en douceur. Le rasoir SatinShave Advanced vous laisse la peau douce, même utilisé sous la douche ou dans le bain. Une solution simple et pratique pour une peau parfaitement lisse, sans irritations.

Caractéristiques

Sites d'application

Zones corporelles: Bras, Jambes, Ventre, Aisselles, Maillot

Sécurité et réglages modifiables

Filtre UV intégré: Protège votre peau des rayons UV

5 réglages d'intensité lumineuse: S'adapte à votre teint de peau

Système de sécurité intégré: Évite les flashes accidentels

Mode d'application

Utilisation avec ou sans fil: Sur secteur

Tamponner et flasher: Pour une utilisation sur les courbes

Alimentation

Tension: 100-240 V

Caractéristiques techniques

Lampe haute performance: Produit <gt/> 250 000 flashes

Accessoires

Embout pour le corps (4 cm²): Pour l'utilisation sur les zones en dessous du cou

Services

Garantie: Garantie mondiale de 2 ans

Éléments inclus

Instructions d'utilisation: Mode d'emploi complet

Stockage: Étui

Adaptateur: 24 V / 1 500 mA

Accessoire: Tissu de nettoyage

Article supplémentaire: Rasoir électrique 100 % étanche

Heure de l'application

Demi-jambe: 8 min

Aisselles: 1 min

Maillot: 1 min

