

PHILIPS



IPL epilátor na
odstraňování chloupků

Lumea 7000 Series

5 ručních nastavení intenzity

Se senzorem odstínu pokožky

Aplikace Lumea IPL

Kabelové připojení



SC1994/00

Užívejte si 12 měsíců hedvábně hladkou pokožku bez chloupků.*

Nejméně 85% redukce chloupků po 3 ošetřeních**

IPL epilátor Philips Lumea Advanced umí hotové zázraky, pokud jde o zabránění dorůstání chloupků na těle. Pravidelně aplikované jemné světelné impulzy udrží hedvábně hladkou pokožku každý den.

Jemný a účinný pro dlouhodobě hladkou pokožku

- Rychlé výsledky s ošetřením pouze každé 2 týdny
- Vyvinuto ve spolupráci s dermatology pro snadné a efektivní použití
- Mimořádně dlouhý kabel pro snadnější použití

Kompletní ošetření těla i obličeje

- 1 nástavec na tělo
- Vhodné pro celou řadu odstínů pleti a barev chloupků

Odstraňování chloupků pomocí IPL vám na míru

- Senzor odstínu pokožky a 5 nastavení intenzity
- Optimalizujte svou rutinu díky mobilní aplikaci Philips Lumea IPL

Lumea 7000 Series

IPL epilátor na odstraňování chloupků

SC1994/00

Přednosti

2x měsíčně pro rychlé výsledky




Začněte s počáteční fází 4 ošetření pouze každé 2 týdny – to je polovina ošetření oproti jiným značkám. Poté každý měsíc provádějte drobné úpravy, abyste si zachovali výsledky.

Snímač odstínu pokožky



Vyberte si z 5 nastavení intenzity, abyste si vychutnali pohodlí. Senzor odstínu pokožky zabraňuje ošetření oblastí pokožky, které jsou pro ošetření pomocí technologie IPL příliš tmavé.

Mimořádně dlouhý kabel




Snadné použití díky mimořádně dlouhému kabelu, který zajišťuje snadnou manipulaci a bezproblémový přístup ke každé části těla.

1 nástavec na tělo



Nástavec na tělo lze použít k šetrnému a účinnému ošetření. Široké okénko pro ošetření je ideální pro rychlé ošetření větších oblastí těla, jako jsou nohy, paže a břicho.

Vyvinuto ve spolupráci s dermatology



Společnost Philips je přední výrobce zdravotnických technologií a ve spolupráci s dermatology vyvinula epilátor Lumea IPL pro

snadné a efektivní použití v bezpečí vašeho domova. Zařízení Lumea IPL je založeno na technologiích používaných v profesionálních salonech a nabízí jemné ošetření i v citlivých oblastech.

Aplikace Philips Lumea IPL



Naše bezplatná tréninková aplikace vám pomůže naplánovat a dodržovat plán ošetření a poté vás provede jednotlivými kroky relace. Staženo více než 2.1 miliony uživatelů.

Pro mnoho typů pokožky a chloupků

Suitable skin tones



Suitable body hair colors



Přístroj IPL potřebuje kontrast mezi pigmentem chloupků a pigmentem pokožky, proto nejlépe funguje na přirozeně hnědých a černých chloupkách a světlých až mírně snědých odstínech pleti (I-IV).

Specifikace

Technická specifikace nástavců

Nástavec na tělo: Velikost aplikačního okénka: 4,0 cm², Ošetření celého těla: Nohy, paže, břicho a podpaží

Bezpečnost a možnost nastavení

Integrovaný UV filtr: Chrání pokožku před UV zářením

5 nastavení intenzity ošetření: Nastavitelný podle typu pokožky

Integrovaný bezpečnostní systém: Zabraňuje nechtěným zábleskům

Režim použití

Posun a záblesk: Pro snadný pohyb

Přiložení a záblesk: Pro ošetření malých oblastí

Použití s kabelem / bez kabelu: S kabelem

Spotřeba

Kabelové připojení

Technické údaje

Vysoce výkonná žárovka: Dlouhodobá výdrž, 250 000 záblesků, což odpovídá 20 letům životnosti lampy**

Napětí: 100–240 V

Nástavce

Nástavec na tělo (4 cm²): Pro použití pod linií krku

Servis

Záruka: 2 roky globální záruky + 1 rok záruky navíc při registraci produktu do 90 dnů

Balení obsahuje

Návod k použití: Uživatelská příručka

Úložiště: Pouzdro

Adaptér: 24 V / 1 500 mA

Příslušenství: Čisticí hadřík

Doba aplikace

Bikiny: 4 min

Noha od kolena dolů: 15 min

Podpaží: 2,5 min

Oblast bikin: 4 min

Oblasti obličje: 2 minuty

