

# PHILIPS

IPL plaukelių  
mažinimo prietaisas

Lumea IPL 9000  
Series

„SmartSkin“ jutiklis

Pažastims, bikinio sričiai, kūnui,  
veidui

Programa „Lumea IPL“

Naudojamas be laido ir su laidu



BRI957/00



## Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“

12 mėn. mėgaukitės glotnia oda be plaukelių\*

Efektyviausias IPL, net iki 6 mėnesių oda be plaukelių atlikus pilną procedūrų ciklą\*\*. IPL technologija su „SenseIQ“ ilgam laikui ženkliai sumažina plaukelių kiekį, o procedūras galima atlikti patogiai namų sąlygomis. Oda švelni tarsi po procedūrų salone, naudojant asmeninę programėlės „Lumea IPL“ vadovą.

### Švelnus ir veiksmingas ilgai išliekančiai lygiai odai

- Norėdami gauti greitų rezultatų, gydykite tik 2 kartus per mėnesį
- Vienintelis „Lumea“ modelis be laido
- Sukurta kartu su dermatologais, kad būtų lengva ir veiksminga

### Visapusiškas sprendimas veidui ir kūnui

- Visapusiškas sprendimas veidui ir kūnui su 4 išmaniaisiais priedais
- Tinka daugumai odos ir plaukų atspalvių

### Individuali IPL plaukų šalinimo procedūra

- Švelnus ir patogus su „SenseIQ“
- Optimizuokite procedūras naudodami režimą „Philips Lumea IPL“.

# Ypatybės

## Norėdami gauti greitų rezultatų, naudokite 2 kartus per mėnesį



Iš pradžių kas dvi savaites – tai perpus mažiau procedūrų nei kitų prekių ženklų. Po to atliekami pataisymai vos kartą per mėnesį. Viskas. Abiejų blauzdų procedūros trunka 8,5 min.

## „SenseIQ“ technologija



„Lumea 9000“ serija turi penkis lengvai reguliuojamus šviesos nustatymus. Mūsų „SmartSkin“ jutiklis nuskaitys jūsų odos atspalvį ir padeda rasti patogiausią nustatymą. Išmanieji priedai pritaiko procedūrą kiekvienai kūno vietai.

## Galima rinktis belaidį variantą



Siekiant didesnio patogumo, „Lumea 9000“ serija yra vienintelis IPL modelis be laido, kuris leidžia dar lengviau tiksliai pasiekti visas vietas ir naudoti jį bet kur, kur tik norite.

## 4 išmanieji priedai



Specialiai sukurti priedai puikiai priglundą prie kūno linkių ir sujungti paleidžia efektyviausias programas kiekvienai kūno sričiai. Veidas: plokščia konstrukcija ir mažas langelis su UV filtru. Kūnas: išlenktas į vidų su dideliu langeliu. Bikinio sritis ir pažastys: išlenktas į išorę sunkiai pasiekiamoms vietoms.


## Sukurta padedant dermatologams



Būdama sveikatos technologijų lyderė ir konsultuodamasi su dermatologais, „Philips“ sukūrė „Lumea IPL“, kad būtų lengva ir

veiksminga saugiai naudoti jūsų namuose. Profesionaliuose salonuose naudojamos technologijos sukurtas „Lumea IPL“ siūlo švelnų gydymą net jautriose vietose.

## Programa „Philips Lumea IPL“



Mūsų nemokama instruktavimo programa padeda planuoti ir laikytis gydymo grafiko, tada žingsnis po žingsnio padeda atlikti kiekvieną seansą. Atsisiuntę daugiau nei 2,1 milijono vartotojų.

## Daugeliui odos ir plaukų tipų



IPL reikia kontrasto tarp plaukų spalvos pigmento ir odos tono pigmento, todėl veikia natūraliai tamsiai šviesiais, rudais ir juodais plaukais bei odos atspalviais nuo šviesaus iki tamsaus (I–V).

# Specifikacijos

## Techninės priedų specifikacijos

**Kūno procedūros priedas:** Forma: išgaubtas, Langelio dydis: 4,1 cm<sup>2</sup>, Kūnui pritaikyta procedūra: kojoms, rankoms ir pilvui, Šviesos energija: 22,96 J, Šviesos spektras > 565 nm

**Veido procedūros priedas:** Forma: plokščias, Langelio dydis: 2 cm<sup>2</sup>, papildomas filtras, Veidui pritaikyta procedūra: viršutinei lūpai, smakrui ir žandikauliui

**Tikslios procedūros priedas:** Bikinio plotui ir pažastims pritaikyta procedūra, Forma: įgaubtas, tikslus, Langelio dydis: 3 cm<sup>2</sup>

**Bikini srities procedūros priedas:** Forma: įgaubtas, Langelio dydis: 3 cm<sup>2</sup>, Jautriai bikini sričiai pritaikyta procedūra

**Pažasties procedūros priedas:** Forma: įgaubtas, Langelio dydis: 3 cm<sup>2</sup>, Pažastims pritaikyta procedūra

## Taikymo sritys

**Kūno sritys:** Pilvas, Kojos, Pažastys, Bikinis, Rankoms, Smakras

**Veido sritys:** Viršutinė lūpa, Žandikaulio linija, Žandenos

## Saugūs ir reguliuojami nustatymai

**Integruotas UV filtras:** Apsaugo odą nuo UV spindulių

**Saugos žiedo sistema:** Apsaugo nuo netyčinių blyksnių

**5 šviesos energijos nustatymai:** Pritaikoma prie jūsų odos tipo

**Integruota saugos sistema:** Apsaugo nuo netyčinių blyksnių

**Odos atspalvio jutiklis:** Nustato jūsų odos atspalvį

**„SmartSkin“ jutiklis:** Tinkamas nustatymas pagal pareikalavimą

## Naudojimo režimas

**Slinkti ir šviesti:** Greitam naudojimui

**Perkėlimo ir blyksnių režimas:** Skirtas lenktoms sritims apdoroti

**Laidinis / belaidis naudojimas:** Naudojamas be laido ir su laido

**Priglausti ir šviesti:** Procedūroms mažame plote

## Maitinimas

**Įtampa:** 100–240 V

**Įkrovimo laikas:** 100 min.

**Veikimo laikas:** Min. 320 blyksnių

**Maitinimo sistema:** Įkraunama baterija

## Techniniai duomenys

**Baterijos tipas:** Įkraunama baterija

**Įtampa:** 100–240 V

**Dažnis:** Hz Hz

**Didelio našumo lempa:** Sukurtas taip, kad tarnautų, 450 000 blyksnių, atitinkančių 39 lempos tarnavimo metus\*\*

**Šviesos spektras:** Kūno priedas > 570 nm,

Tikslus priedas > 600 nm

**Šviesos srautas (J/cm<sup>2</sup>):** 2–6,5 (priklauso nuo nustatymo)

## Priedai

**Kūno priedas (3 cm<sup>2</sup>):** Skirtas naudoti žemiau kaklo linijos

**Tikslus priedas (2 cm<sup>2</sup>):** Saugiai naudojamas veido srityje

**Kūno priedas (4 cm<sup>2</sup>):** Skirtas naudoti žemiau kaklo linijos

**Priedas bikini sričiai (2 cm<sup>2</sup>):** Specialus režimas bikini srities plaukams

**Veidui skirtas priedas (2 cm<sup>2</sup>):** Saugiai naudojamas veido srityje

## Techninė priežiūra

**Garantija:** 2 metų pasaulinė garantija ir 1 metų papildoma garantija užregistruvus gaminį internetu per 90 dienų

## Pridėti priedai

**Naudojimo instrukcijos:** Vartotojo vadovas

**Laikymas:** Prabangus krepšys

**Adapteris:** 19,5 V / 4000 mA

## Procedūros laikas

**Veidas:** 1 min

**Apatinė kojos dalis:** 8,5 min.

**Perkėlimo ir blyksnių režimas:** Skirtas lenktoms sritims apdoroti

**Pažastys:** 2,5 min.

**Bikini linija:** 2 min.

**Veido sritys:** 1,5 min.

**Apatinės kojų dalys:** 8,5 min.

