

PHILIPS

AVENT

Электронный
молокоотсос Plus

Одинарный

Питание от сети



SCF391/11



Естественное и бережное сцеживание с заботой о маме и малыше

Молокоотсос Philips Avent разработан с учетом понимания принципов сосания ребенка, размеров и форм груди, поэтому обеспечивает быстрое, естественное и бережное сцеживание. Универсальная насадка молокоотсоса адаптируется под любую форму и размер соска и подходит 99% мам**.

Индивидуальные настройки

- Легко мыть и собирать
- Тихий мотор для незаметного сцеживания в любом месте
- Ставьте на паузу, когда это нужно
- Адаптируется под ваши потребности
- Сохраняйте любимые настройки

Аккуратно и с комфортом


- Подходит для всех форм и размеров сосков
- Сцеживайтесь в комфортном положении

Быстрое сцеживание, больше молока за меньшее время*

- Технология Natural Motion для быстрого притока молока*


Особенности

Сцеживание на 20% быстрее и эффективнее*



С новой технологией Natural Motion происходит более быстрое выделение молока, благодаря тому, что она совмещает деликатную стимуляцию соска и сцеживание, как это делает малыш.*

Подходит для всех форм и размеров сосков



Один размер насадки для всех. У каждой женщины своя форма и размер сосков, и силиконовая насадка бережно адаптируется под вас. Подходит для 99,98 % сосков (до 30 мм).**

Сцеживайтесь в комфортном положении



Сцеживайте с комфортом благодаря особой конструкции молокоотсоса, которая позволяет вам сидеть в удобном положении и не наклоняться

вперед. Теперь вы сможете сцеживать молоко в комфортном положении (доказано клиническими исследованиями)*. Основано на клинических испытаниях продукта; 20 участниц (2019 год): 90 % участниц сочли такое положение при сцеживании молока комфортным (одинарный электронный молокоотсос); 95 % участниц сочли такое положение при сцеживании молока комфортным (двойной электронный молокоотсос).

Адаптируется под ваши потребности



Выбирайте интенсивность работы молокоотсоса под ваши потребности. Молокоотсос имеет 8 режимов стимуляции и 16 режимов сцеживания для максимально комфортного использования.

Незаметное сцеживание в любом месте



Сцеживайтесь где и когда удобно, благодаря тихому, легкому и компактному мотору молокоотсоса.

Легко мыть и собирать



Наша закрытая система сцеживания не позволяет молоку попадать в трубки, чтобы вам было проще очищать прибор. Меньшее количество компонентов также позволяют с легкостью собирать его перед использованием.

Ставьте на паузу, когда это нужно



Если вам нужно настроить параметры или сделать перерыв, просто нажмите кнопку приостановки/запуска.

Сохраняйте любимые настройки



Уже знаете, какие параметры нужны? Молокоотсос автоматически запоминает последние выбранные настройки для следующего сцеживания.

Характеристики

Мощность

Напряжение в электросети: 100 - 240 В

Материал

Бутылочка: Не содержит бисфенол-А*, полипропилен

Соска: Не содержит бисфенол-А*, Силикон

Молокоотсос: Без бисфенола-А* (только детали, контактирующие с пищей)

В комплект входят:

Бутылочка 125 мл с соской 0 мес.+ : 1 шт.

Одноразовые вкладыши для бюстгалтера: 2 шт.

Комплект для сцеживания: 1 шт.

Моторный блок (только проводное использование): 1 шт.

Крышка: 1 шт.

Адаптер microUSB (проводное использование): 1 шт.

1 шт.

Удобство использования

Использование молокоотсоса: Простая очистка и сборка, Тихий мотор, Функция памяти

Функции

Не нужно наклоняться вперед: Сцеживание в удобном положении

Настройки: 16 уровней сцеживания, 8 уровней стимуляции

Мягкая насадка с адаптивной формой: Деликатная стимуляция



* Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.

** На основании сравнения результатов 2-х клинических испытаний, в которых измерялось время до начала выделения молока (MER-рефлекс выброса молока): 1. 20 участниц и 80 сеансов сцеживаний молокоотсосом Eureka (Нидерланды, 2019г.) 2. 9 участниц и сцеживание с использованием предыдущей версии молокоотсоса Philips Avent SCF334 (Нидерланды 2018 г.)

*** На основании сравнения результатов 2-х клинических испытаний, в которых измерялось время до начала выделения молока (MER-рефлекс выброса молока): 1. 20 участниц и 80 сеансов сцеживаний молокоотсосом Eureka (Нидерланды, 2019г.) 2. 9 участниц и сцеживание с использованием предыдущей версии молокоотсоса Philips Avent SCF334 (Нидерланды 2018 г.)

**** Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011

***** Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом

*****РУ № РЗН 2022/17111 от 16.05.2022