

PHILIPS

AVENT

電動吸乳器

兩個裝

優質

充電電池

定時功能顯示



SCF398/11



靈感源自嬰兒，讓媽媽效率更高 自然動作技術，讓母乳流動更快速*

靈感源自嬰兒的自然吸吮方式，完美平衡吸力及乳頭刺激，讓您體驗全新的擠乳方式。Philips Avent 電動吸乳器能夠根據您的乳頭尺寸及形狀溫和地進行調節，讓母乳流動保持最佳水平

個人化且簡單易用

- 最少的組件和簡單直接的設定
- 暫停/繼續功能
- 記憶功能
- 靜音摩打，方便隨時隨地使用
- 吸乳器袋套
- 個人化體驗，8 + 16 個設定級別

溫和舒適

- 一種尺寸的可調整矽膠軟墊
- 挤乳時無需向前傾

擠乳更快速，擠出更多母乳，用時更少*


- 自然動作技術，讓母乳流動更快速*

可充電電池及定時功能顯示

- 充電電池，方便出行時吸乳
- 顯示吸乳進度

產品特點

母乳流動更快捷*



使用的軟墊像嬰兒吸乳般刺激乳房擠乳，可於短時間內擠出更多乳汁。它可以從刺激模式順暢調整為擠乳模式，並僅向乳頭施加適量刺激和吸力，以達到最多母乳流量。根據母乳流動開始時間（射乳反應時間）的結果。*

根據乳頭調整



一種尺寸，人人合適。我們的乳房形狀和大小各異，而矽膠墊則可輕柔伸縮並根據您的乳頭調整貼合度。它適用於 99.98% 的乳頭尺寸*（最大為 30 毫米）。

舒適安坐



精心的設計讓擠乳時可以坐直而無需向前傾，讓您倍感輕鬆舒適。臨床證明無需向前傾的擠乳姿勢更為舒適*。根據一項對 20 名參與者進行的產品臨床試驗結果（2019 年）；90% 的參與者認為擠乳姿勢舒適（單邊電動）；95% 的參與者認為擠乳姿勢舒適（雙邊電動）。

配合您的個人需要



使用一系列的刺激與擠乳設定，每次配合您的擠乳需要而精細調節。我們的吸乳器備有 8 種刺激和 16 種擠乳級別，提供個人化的體驗。

方便隨時隨地擠乳



超薄設計的靜音摩打，讓您可以隨時隨地擠乳。

出行時輕鬆使用




隨時隨地擠乳，不必擔心電源。我們的充電電池配備 Micro-USB 轉接器，一次充滿電可連續使用 3 次。

容易清潔和設定



我們的密封式擠乳系統代表乳汁不會流入軟管，因此需要清洗的東西更少。更少的組件亦使重新組合時變得輕而易舉。

儲存您喜愛的設定



知道您的喜好嗎？吸乳器會自動記住您上一次的設定，因此您只需坐下並按開始即可。

追蹤您的吸乳時間

數碼定時功能顯示可追蹤每邊乳房的擠乳時間以及總吸乳時間。

隨時暫停



如果您需要調整或休息一下，可按觸手可及的開始/暫停按鈕。

吸乳器袋套



使用度身訂做的袋子及隔離套，隨身攜帶吸乳器，輕鬆不笨重。

規格

物料

奶瓶餵哺: 不含雙酚 A*, 聚丙烯
奶嘴: 不含雙酚 A*, 矽膠
吸乳器: 不含雙酚 A* (只限食物接觸部分)

方便易用

使用吸乳器: 容易清洗及組裝, 靜音摩打, 記憶功能,
 充電電池, 摩打顯示, 旅行袋套

功能

無需向前傾: 以舒適的姿勢安坐
設定: 16 種擠乳級別, 8 種刺激級別
可調節矽膠軟墊: 輕柔刺激

包含物件

Travel bag: 1 件數
4 安士奶瓶配 0 個月以上奶嘴: 2 件數
用完即棄乳墊: 2 件數

擠乳套件:

2 件數
隔離套: 1 件數
Micro-USB 轉接器: 1 件數
摩打裝置 (可充電): 1 件數
密封片: 2 件數

電源

電源電壓: 100 - 240 伏



* 根據一項來自 20 名參與者的臨床試驗的母乳流動開始時間
 (射乳反應時間) (荷蘭, 2019 年) 與一項使用其他 Philips
 上一代吸乳器技術對 9 名參與者進行的可行性研究的射乳反
 應時間 (荷蘭, 2018 年) 結果比較

* 1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding
 duration, maternal body mass index, and breast
 anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine,
 2019, (109 名參與者, 以色列) ; (2)Ziemer et al. Skin
 changes and pain in the nipple during the 1st week of
 lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing,
 1993, (20 名白人參與者, 美國) ; (3)Ramsay et al.
 Anatomy of the lactating human breast redefined with
 ultrasound imaging, 2005, (28 名參與者, 澳洲) 。

* 根據 20 名參與者的 1,000 個軟墊臨床試驗問卷調查結果 (荷
 蘭, 2019 年)

* 不含雙酚 A 吸乳器 : 只適用於奶瓶及其他與母乳直接接觸的
 部份 , 符合 2011 年 10 月歐盟規定。