

PHILIPS

IPL uređaj za
uklanjanje dlačica

Lumea IPL serije
9000

Senzor SmartSkin

Pazusi, bikini područje, tijelo,
lice

Aplikacija Lumea IPL

Upotreba s kablom ili bežično



BRI958/00



Uživajte u 12 mjeseci* glatke kože bez dlačica uz tehnologiju SenseIQ

Najučinkovitiji IPL, 12 mjeseci nakon punog ciklusa tretmana**. Lumea IPL uz tehnologiju SenseIQ pruža dugotrajno uklanjanje dlačica s cijelog tijela iz udobnosti vašeg doma. Uz personalizirane smjernice pomoću Lumea IPL aplikacije, ostvarite glatku kožu kao u salonu.

Nježno i učinkovito za dugotrajno glatku kožu

- Za brze rezultate tretirajte samo 2x mjesečno
- Bežična upotreba
- Razvijeno u suradnji s dermatolozima kako bi bilo sigurno i učinkovito

Sveobuhvatno rješenje za lice i tijelo

- Precizni nastavak za lice s dodatnim filtrom
- Pogodan za većinu nijansi kože i boju dlačica

Personalizirani IPL tretman za uklanjanje dlačica

- SenseIQ tehnologija za personalizirane tretmane
- Optimizirajte svoju rutinu uz aplikaciju Philips Lumea IPL

Istaknute značajke

2 x mjesečno za brze rezultate



Svaka 2 tjedna na početku – to je upola manje potrebnih tretmana od drugih robnih marki. A nakon toga samo jednom mjesečno i to je to. Tretman obje potkoljenice traje svega 8,5 minuta.

SenseIQ tehnologija



Personalizirani IPL tretman za uklanjanje dlačica uz inovativnu SenseIQ tehnologiju.

Najpraktičniji IPL



Lumea IPL serije 9000 je naš jedini bežični IPL uređaj, pa možete lako tretirati teško dostupne dijelove tijela, bez kabla koji vam smeta.

Bežično korištenje također vam omogućuje praktično tretiranje dlačica na licu ili tijelu bilo gdje u domu ili na putovanju.

4 pametna nastavka




Ovaj je nastavak za lice pomno osmišljen. Ima mali, ravni prozor površine 2 cm² kako biste učinkovito i nježno mogli uklanjati dlačice s vašeg lica. Idealan za nosnicu, bradu ili liniju čeljusti, ovaj nastavak ima u sebi integriran i dodatni filter. Kada se stavi na uređaj, ovaj pametni nastavak automatski prilagođava vašem licu tretman svjetlom.

Razvijeno s dermatolozima




Kao predvodnik u zdravstvenoj tehnologiji, tvrtka Philips je u suradnji s dermatolozima razvila Lumea IPL za jednostavnu i učinkovitu upotrebu u sigurnosti vašeg doma. Nastala iz tehnologije koja se upotrebljava u profesionalnim salonima, Lumea IPL pruža nježan tretman, čak i na osjetljivim područjima.

Aplikacija Philips Lumea IPL



Naša besplatna aplikacija pomaže vam da isplanirate i držite se rasporeda tretmana, a zatim vas vodi kroz svaki tretman korak po korak. Preuzelo ju je više od 2,1 milijuna korisnika.

Za većinu tipova kože i dlačica



IPL treba kontrast između pigmenta boje dlačica i pigmenta boje kože pa stoga djeluje na prirodno tamnoplavu, smeđu i crnu kosu te na nijanse kože od svijetle do tamno smeđe (I – IV).

Specifikacije

Tehnički podaci za nastavke

Nastavak za tijelo: Oblik: Konveksno zaobljen, Veličina prozora: 4,1 cm², Prilagođeni tretman za tijelo; noge, ruke i trbuh

Nastavak za lice: Oblik: plosnati, Veličina prozora: 2 cm², dodatni filtar, Prilagođeni tretman za lice: gornja usna, brada i linija čeljusti

Nastavak za bikini zonu: Oblik: konkavno zaobljen, Veličina prozora: 3 cm², Prilagođeni tretman za osjetljivo bikini područje

Nastavak za pazuhe: Oblik: konkavno zaobljen, Veličina prozora: 3 cm², Prilagođeni tretman za pazuhe

Sigurnost i prilagodljive postavke

Integrirani UV filtar: Štiti kožu od UV zračenja

5 postavki jačine svjetlosti: Može se prilagoditi prema vašem tipu kože

Integrirani sigurnosni sustav: Sprječava nehotično odašiljanje svjetlosnih impulsa

Senzor nijanse kože: Otkriva nijansu kože

Senzor SmartSkin: Odgovarajuća postavka na zahtjev

Način primjene

"Slide and Flash": Za brzu primjenu

Žično/bežično: Upotreba s kabelom ili bežično

"Stamp and Flash": Za primjenu na manjim područjima

Napajanje

Sustav napajanja: Punjiva baterija

Tehničke specifikacije

Napon: 100–240 V

Vrsta baterije: Punjiva baterija

Snažna žarulja: Napravljen da traje, 450.000 svjetlosnih impulsa što odgovara 39 godina trajanja lampe**

Nastavci

Precizni nastavak (2 cm²): Za primjenu na pazusima i bikini liniji

Servis

Jamstvo: Međunarodno 2-godišnje jamstvo plus 1 dodatna godina jamstva nakon registracije proizvoda u roku od 90 dana

Predmeti u kompletu

Upute za uporabu: Cijeli korisnički priručnik

Pohrana: Luksuzna torbica

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Dodatna oprema: Krpica za čišćenje

Vrijeme primjene

Potkoljenica: 8,5 min

Pazusi: 2,5 min

Bikini linija: 2 min

Lice: 1,5 min



** Prosječno uklanjanje dlačica nakon 12 tretmana: 86 % na potkoljenicama, 70 % na bikini području, 67 % na pazusima

*** Kada se prati raspored tretmana. Izračunato za uporabu na potkoljenicama, bikini području, pazusima i licu. Vijek trajanja žarulje ne produžuje 2-godišnje međunarodno jamstvo tvrtke Philips