

PHILIPS

AVENT



Tire-lait électrique

Double

Premium

Batterie rechargeable

Afficheur du minuteur



SCF398/11

Inspiré par les bébés, efficace pour les mamans.

Technologie de mouvements naturels, pour un débit de lait plus rapide*

Une nouvelle ère s'annonce pour les tire-laits, avec une technologie présentant un équilibre parfait entre l'aspiration et la stimulation des mamelons, inspirée de la manière dont les bébés tètent. Le tire-lait électronique Philips Avent optimise en permanence le débit de lait et s'adapte en douceur à la taille et à la forme de vos mamelons.

Autres avantages

- Trouvez le bon débit de tétine

Personnalisé et facile à utiliser

- Petit nombre de pièces et montage intuitif
- Fonction pause/marche
- Fonction de mémorisation
- Moteur silencieux pour une expérience discrète où que vous soyez
- Sac pour tire-lait et housse de transport
- Expérience personnalisée, 8 + 16 réglages

Doux et confortable


- Coussin en silicone souple et adaptatif de taille unique
- Tirez votre lait sans vous pencher en avant

Pour recueillir davantage de lait plus rapidement*

Batterie rechargeable et affichage de minuterie


Points forts

Débit de lait rapide*



Tirez plus de lait en moins de temps* grâce à un coussin qui stimule et exprime le lait de la même manière que les bébés. Basculant en toute fluidité entre les modes de stimulation et d'expression, il produit l'intensité de stimulation du mamelon et d'aspiration permettant d'obtenir le maximum de lait. Basé sur le temps de montée du lait (délai du réflexe d'éjection du lait ou REL)*.

S'adapte à votre mamelon



Une taille de coussin qui convient à tous types de mamelons. Comme il y a autant de tailles et de formes de sein que de mamans, le coussin en silicone souple s'adapte en douceur à votre mamelon. Il convient à 99,98 % des tailles de mamelons* (jusqu'à 30 mm).

Asseyez-vous confortablement



Tirez votre lait confortablement grâce à un design qui vous permet de vous asseoir droite plutôt que de vous pencher vers l'avant. Une posture inclinée vers l'avant est inutile ; confort de la position de tirage du lait prouvée

cliniquement*. Sur la base des résultats d'essais cliniques auprès de 20 participantes (2019) ; 90 % des participantes trouvent la position de tirage du lait confortable (électrique simple) ; 95 % des participantes trouvent la position de tirage du lait confortable (électrique double).

S'adapte à vos besoins



Adaptez chaque séance à vos besoins grâce à une large gamme de réglages de stimulation et d'expression. Notre tire-lait offre 8 niveaux de stimulation et 16 niveaux d'expression, pour une expérience personnalisée.

Trouvez le bon débit de tétine



Trouvez le bon débit de tétine

Tirez votre lait n'importe où discrètement



Tirez votre lait où et quand vous le souhaitez grâce à notre moteur silencieux et à un design compact.

Utilisation facile en déplacement



Tirez votre lait en déplacement sans avoir à vous soucier des sources d'alimentation. Notre batterie rechargeable est fournie avec un adaptateur micro-USB. Une charge complète permet de réaliser jusqu'à 3 séances.

Nettoyage et montage faciles



Grâce à notre système de tirage fermé, le lait ne circule pas dans des tuyaux, ce qui minimise les tâches de nettoyage. Le nombre réduit de pièces permet en outre un montage très facile.

Enregistrez vos réglages favoris



Vous avez trouvé le réglage qui vous convient le mieux ? Le tire-lait mémorise automatiquement vos derniers réglages. Il vous suffit donc de vous asseoir et d'appuyer sur le bouton Démarrer.

Points forts

Surveillez le temps passé à tirer votre lait

Surveillez la durée de tirage du lait pour chaque sein, ainsi que le temps total de tirage, grâce à l'affichage d'une minuterie numérique.

Pause à tout moment



Si vous avez besoin de procéder à un ajustement ou de faire une pause, le bouton démarrer/pause est toujours à portée de main.

Sac pour tire-lait et housse de transport



Utilisez le sac taillé sur mesure et la housse isotherme pour emporter votre tire-lait avec vous et minimiser l'encombrement.

Caractéristiques

Alimentation

Tension secteur: 100 - 240 volt

Matériau

Biberon: 0 % BPA*, Polypropylène

Tétine: 0 % BPA*, Silicone

Tire-lait: 0 % BPA* (pièces au contact des aliments uniquement)

Inclus

Housse de transport: 1 Pièce(s)

Coussinets d'allaitement jetables: 2 Pièce(s)

Kit tire-lait: 2 Pièce(s)

Housse isotherme: 1 Pièce(s)

Adaptateur micro-USB: 1 Pièce(s)

Bloc moteur (rechargeable): 1 Pièce(s)

Disque d'étanchéité: 2 Pièce(s)

Biberon de 125 ml (4 oz): 2 pièces

Tétine à débit lent: 2 pièces

Facile d'utilisation

Utilisation du tire-lait: Nettoyage et assemblage faciles, Moteur silencieux, Fonction de mémorisation, batterie rechargeable, Afficheur du moteur, Sac de voyage et housse de transport

Fonctions

Inutile de se pencher: Asseyez-vous confortablement

Réglages: 16 niveaux de tirage du lait, 8 niveaux de stimulation

Coussin souple et adaptatif: Stimulation douce



* Basé sur les temps de montée de lait (délai du réflexe d'éjection du lait ou REL) provenant d'essais cliniques réalisés auprès de 20 participantes (Pays-Bas, 2019) comparés aux délais de REL de la technologie de tire-lait Philips antérieure provenant d'une étude de faisabilité réalisée auprès de 9 participantes (Pays-Bas, 2018)

* (1) Mangel et al. « Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? ». Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participantes, Israël) ; (2) Ziemer et al. « Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation ». Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 participantes caucasiennes, USA) ; (3) Ramsay et al. « Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging », 2005, (28 participantes, Australie).

* Sur la base des résultats du questionnaire sur 1 000 coussins provenant d'un essai clinique réalisé auprès de 20 participantes (Pays-Bas, 2019)

* Tire-lait 0 % BPA : également valable sur le biberon et les autres pièces qui entrent en contact avec le lait maternel. Conforme à la réglementation européenne, 10/2011.